

## Технические данные

Модель/Серия	Рабочий диапазон	Объем (куб. л) пакетов для плазмы	Внутренние размеры (ширина x высота x длина) (мм)	Внешние размеры (ширина x высота x длина) (мм)	Полки	Ящики	Компрессор	Электропитание	Масса нетто
<b>Встроенные</b>									
iLF 105 i.Series	от -15° до -30°C	142	496 x 502 x 559	610 x 851 x 680	2	0	.33 ВД с воздушным охлаждением R-404A Без фреона	230 В, 50 Гц, 2,8 FLA 230 В, 60 Гц, 3,1 FLA	98 кг
HLF105 Horizon Series	от -15° до -30°C	142	496 x 502 x 559	610 x 851 x 680	2	0	.33 ВД с воздушным охлаждением R-404A Без фреона	230 В, 50 Гц, 2,8 FLA 230 В, 60 Гц, 3,1 FLA	98 кг
IPF105 i.Series	от -15° до -30°C	142 44 пакета	496 x 502 x 559	610 x 851 x 680	0	2	.33 ВД с воздушным охлаждением R-404A Без фреона	230 В, 50 Гц, 2,8 FLA 230 В, 60 Гц, 3,1 FLA	100 кг
HPF105 Horizon Series	от -15° до -30°C	142 44 пакета	496 x 502 x 559	610 x 851 x 680	0	2	.33 ВД с воздушным охлаждением R-404A Без фреона	230 В, 50 Гц, 2,8 FLA 230 В, 60 Гц, 3,1 FLA	98 кг
<b>Однодверные</b>									
iLF 120 i.Series	от -15° до -30°C	572	629 x 1480 x 616	750 x 2032 x 750	4	0	1,25 ВД с воздушным охлаждением R-404A Без фреона	208 / 230 В, 60 Гц, 4,3 FLA 230 В, 50 Гц, 3,8 FLA	201 кг
HLF120 Horizon Series	от -15° до -30°C	572	629 x 1480 x 616	750 x 2032 x 750	4	0	1,25 ВД с воздушным охлаждением R-404A Без фреона	208 / 230 В, 60 Гц, 4,3 FLA 230 В, 50 Гц, 3,8 FLA	200 кг
iLF 125 i.Series	от -15° до -30°C	572	629 x 1480 x 769	750 x 2032 x 902	4	0	1,25 ВД с воздушным охлаждением R-404A Без фреона	208 / 230 В, 60 Гц, 4,3 FLA 230 В, 50 Гц, 3,8 FLA	219 кг
HLF125 Horizon Series	от -15° до -30°C	572	629 x 1480 x 769	750 x 2032 x 902	4	0	1,25 ВД с воздушным охлаждением R-404A Без фреона	208 / 230 В, 60 Гц, 4,3 FLA 230 В, 50 Гц, 3,8 FLA	217 кг
IPF120 i.Series	от -15° до -30°C	572 360 пакетов	629 x 1480 x 616	750 x 2032 x 750	0	8	1,25 ВД с воздушным охлаждением R-404A Без фреона	208 / 230 В, 60 Гц, 4,3 FLA 230 В, 50 Гц, 3,8 FLA	230 кг
HPF120 Horizon Series	от -15° до -30°C	572 360 пакетов	629 x 1480 x 616	750 x 2032 x 750	0	8	1,25 ВД с воздушным охлаждением R-404A Без фреона	208 / 230 В, 60 Гц, 4,3 FLA 230 В, 50 Гц, 3,8 FLA	228 кг
IPF125 i.Series	от -15° до -30°C	572 464 пакета	629 x 1480 x 769	750 x 2032 x 902	0	8	1,25 ВД с воздушным охлаждением R-404A Без фреона	208 / 230 В, 60 Гц, 4,3 FLA 230 В, 50 Гц, 3,8 FLA	253 кг
HPF125 Horizon Series	от -15° до -30°C	572 464 пакета	629 x 1480 x 769	750 x 2032 x 902	0	8	1,25 ВД с воздушным охлаждением R-404A Без фреона	208 / 230 В, 60 Гц, 4,3 FLA 230 В, 50 Гц, 3,8 FLA	252 кг