

## Функции и характеристики

Баланс белого	Обеспечивает корректный баланс цветовой температуры
Усиление гемоглобина (HbE)	Подчеркивает морфологию капилляров слизистой оболочки
Усиление изображения	Структура / Край / Цвет
IRIS	Пик / Среднее / Авто
Хранилище	USB
Корректировка цвета	21 уровень регулировки яркости, красного и синего компонентов (от -10 до 10)
Стоп-кард и воспроизведение	Фиксирует изображение в реальном времени и воспроизводит его
Цифровое увеличение	1/1.2 /1.5/2x

## HD-GT/CL

	Модель	Рабочая длина	Общая длина	Диаметр дистального конца	Внешний диаметр вводимой трубки	Диаметр инстр. канала	Глубина резкости	Угол поля обзора	Диапазон углов изгиба
Видео-Гастроскоп	HD-GT1	1050mm	1350mm	9.6mm	9.6mm	2.8mm	2-100mm	140°	U210°D90°L100°R100°
	HD-GT1P	1050mm	1350mm	9.0mm	9.0mm	2.8mm	2-100mm	140°	U210°D90°L100°R100°
Видео-Колоноскоп	HD-CL1I	1330mm	1630mm	12.8mm	12.8mm	3.7mm	2-100mm	140°	U180°D180°L160°R160°
	HD-CL1L	1680mm	1980mm	12.8mm	12.8mm	3.7mm	2-100mm	140°	U180°D180°L160°R160°

Материал предназначен исключительно для специалистов сферы здравоохранения. Оборудование предназначено для использования квалифицированными специалистами. Информация о противопоказаниях и предостережения указана в инструкции.

Медицинские изделия представленные в данной брошюре, зарегистрированы на территории Российской Федерации согласно регистрационным удостоверениям:  
РЗН2024/22375 от 03.04.2024  
РЗН2024/22379 от 03.04.2024  
РЗН2024/22381 от 03.04.2024

## Aohua Endoscopy Co., Ltd.

### China

No.66, Lane133, Guangzhong Road,Minhang District, Shanghai, P.R.China.(Postcode: 201108)  
Tel: 86-21-52210929

Email: [info@aohua-endo.ru](mailto:info@aohua-endo.ru)

Веб-страница: [www.aohua-endo.ru](http://www.aohua-endo.ru)

### Россия

127018, Москва, Сущевский вал 49 с2, офис 717

**AOHUA**

**AOHUA**



**AC-1**

**Видеоэндоскопическая система**

v4.0\_2403\_GB

Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации для получения информации о противопоказаниях.

# AC-1

**Инновационная компактная система с улучшенными характеристиками и расширенными возможностями**

Компактная, удобная и экономически эффективная система формата HD, сочетает в себе несколько первоклассных технологических функций и высокое качество исполнения.

## Инновации

### Компактный дизайн

Чтобы сэкономить ценное, но ограниченное место на тележке для других периферийных устройств, Aohua предлагает компактный дизайн с сенсорной ЖК-панелью на передней панели.

### Светодиодный источник света на дистальном конце эндоскопа

Светодиодный источник света со сроком службы 10 000 часов встроен в дистальный конец эндоскопа, что позволяет уменьшить внешний диаметр. Даже после длительного использования нет необходимости идти на компромисс в отношении яркости и стабильности освещения.

### Изображение формата HD и не только

AC-1 оснащен HD CMOS-матрицей и воспроизводит изображение высокого разрешения, в сочетании с усовершенствованными технологиями цифровой обработки, такими как усиления гемоглобина (HbE) и цифровая хромоэндоскопия.



## Премиальные опции

### Полностью водонепроницаемый коннектор

Водонепроницаемый коннектор подсоединяемый в один шаг, обеспечивает удобство для персонала и безопасность устройства.

