

Кресло медицинское гинекологическое AFIA 4060/4062

Универсальное и легкое в управлении

Afia 4060/4062 – простое в использовании смотровое кресло, которое разработано специально для гинекологических и урологических процедур. Кресло имеет двухсекционное ложе, простые в использовании варианты регулировки поверхности. Эти кресла выпускаются в 19-ти вариантах расцветки обивки FUTURE и NATURE.

Кресло 4060 имеет электрическую регулировку высоты, секции сиденья и спинной секции; регулировка осуществляется с использованием ручного пульта управления. Это кресло также может быть использовано в положении Тренделенбург.

Модель 4062 дополнительно комплектуется опорами для ног по Гопелю, опорами для рук.

”Выбор профессионалов –
удобное кресло, созданное
для каждодневного
использования”



Кресло медицинское смотровое гинекологическое
AFIA 4060


Кресло медицинское смотровое гинекологическое
AFIA 4062

LOJER® For easy care

Кресло медицинское смотровое гинекологическое AFIA	4060	4062
Ширина	62 см.	65 см.
Длина	140 см.	140 см.
Вес	75 кг.	75 кг.
Электрическая регулировка высоты	59 - 88 см.	59 - 88 см.
Длина спинной секции	90 см.	90 см.
Диапазон регулировки спинной секции, электропривод	-7..+70°	-7..+70°
Регулировка сиденья, электропривод	X	X
Диапазон регулировки сиденья	0..15°	0..15°
Безопасная рабочая нагрузка	150 кг.	150 кг.
Электрическая система, 24V	X	X
Выдвижные упоры для ступней	X	X
Емкость из нержавеющей стали	X	X
Ножной пульт управления	-	X
Ручной пульт управления	X	X
Опоры для рук	-	X
Держатель одноразовый простыней	X	X
Подушка под голову	X	X
Подколенники по Гопелю	-	X
Обивка FUTURE (4 стандартных цвета, 10 - опциональных)	X	X
Обивка NATURE (опция: 5 цветов)	•	•
Передние колеса Ø75 мм. – 2 шт., задние колеса Ø125 мм. x 2шт.	X	X
Регистрационное удостоверение Росздравнадзора, МЗ Украины, Беларуси и Казахстана	X	X
Гарантия 2 года	X	X
Страна производства	Финляндия	Финляндия

Стандарт = X Опция = •

Принадлежности.



Опоры для рук



Подколенники по Гопелю



Ножной пульт управления