

## Тренажер активно-пассивной механотерапии Reck, Германия

MUVI – наиболее универсальный и технологичный тренажер для одновременной активно-пассивной механотерапии верхних и нижних конечностей.



MOTOmed MUVI

### ✓ Ключевые особенности:

- Тренировка ног и рук одновременно или отдельно
- Педали с регулировкой расстояния от центра вращения и дополнительной фиксацией ступней
- Дополнительный упор для устойчивости
- Электропривод с плавным стартом и завершением
- Автоматическое тестирование неисправности

### ⚙️ Функциональные возможности:

- Вес в базовой комплектации – 51 кг
- Грузоподъемность – 135 кг
- Цветной сенсорный дисплей с диагональю экрана 12,1»
- Длительность тренировки до 120 минут
- 10 уровней сопротивления мотора
- Регулируемый диапазон частоты вращения до 60 оборотов в минуту



## Тренажер активно-пассивной механотерапии Reck, Германия

Благодаря тренажеру Letto2, для ранней мобилизации, пациенты могут производить движения ногами на кровати или на терапевтической кушетке как в пассивном режиме, с помощью электромотора, так и в активном режиме.



MOTOmed Letto2

### ✓ Ключевые особенности:

- Возможность проводить реабилитацию на ранних стадиях в положении «лёжа»
- Размещение тренажера с правой, левой и фронтальной стороны кровати
- Оценка результатов тренировки
- Режим работы привода тренажера с плавным началом и завершением вращения педалей

### ⚙️ Функциональные возможности:

- Радиус вращения педалей 7 см
- 10 уровней сопротивления мотора
- Цветной сенсорный дисплей с диагональю экрана 5,7»
- Грузоподъемность – 135 кг
- Вес в базовой комплектации – 65 кг
- Регулируемый диапазон частоты вращения до 60 оборотов в минуту



## Тренажер активно-пассивной механотерапии Reck, Германия

Детская модель Gracile12 является единственным моторизированным тренажером для двигательной механотерапии, который рассчитан на потребности детей. Расстояние между платформами педалей тренажера составляет всего 12 см, поэтому на нем могут тренироваться даже маленькие дети или люди с небольшим ростом.



MOTomed Gracile12

### ✓ Ключевые особенности:

- «Защита движения» и «Спазм контроль»
- Оценка результатов тренировки
- Регулируемая высота и угол наклона поручня
- Автотест тренажера
- Дополнительная устойчивость благодаря выдвижной опорной ножке тренажера
- Режим работы привода тренажера с плавным началом и завершением вращения педалей

### ⚙️ Функциональные возможности:

- Вес в базовой комплектации – 33 кг
- Грузоподъемность – 90 кг
- Цветной сенсорный дисплей с диагональю экрана 5,7»
- Длительность тренировки до 120 минут
- 10 уровней сопротивления
- Регулируемый диапазон частоты вращения до 60 оборотов в минуту

