

# ГИНЕКОЛОГИЯ, АКУШЕРСТВО И НЕОНАТОЛОГИЯ

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ

**Stormoff®**



## СОДЕРЖАНИЕ

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ И УРОЛОГИЧЕСКИЕ КРЕСЛА .....	2
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ СИСТЕМЫ.....	6
РАБОЧЕЕ МЕСТО ВРАЧА АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА.....	8
ТЕЛЕЖКИ МЕДИЦИНСКИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ.....	9
КОЛЬПОСКОПЫ.....	10
СМОТРОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ .....	13
АКУШЕРСКИЕ КРОВАТИ .....	14
ХИРУРГИЧЕСКИЕ АСПИРАТОРЫ .....	16
ФЕТАЛЬНЫЕ МОНИТОРЫ .....	18
ИНКУБАТОРЫ .....	23
МОБИЛЬНЫЙ РЕАНИМАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС .....	27
ТРАНСПОРТНЫЕ ИНКУБАТОРЫ .....	28
ИНКУБАТОРЫ-ТРАНСФОРМЕРЫ .....	29
РЕАНИМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ .....	30
КИСЛОРОДНЫЕ ПАЛАТКИ .....	34
КИСЛОРОДНЫЕ СМЕСИТЕЛИ .....	35
ФОТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ БЛОКИ .....	36
ЛУЧИСТОЕ ТЕПЛО .....	37
СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ КАБИНЕТА АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА .....	38
СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ РОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ (РОДОВОГО ЗАЛА) .....	40
СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ НОВОРОЖДЕННЫХ.....	42



Grace 8400



#### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Регулировка высоты 570 – 840 мм
- Регулировка наклона спинки -10°/ + 60°
- Регулировка наклона сиденья 9°/ - 17°
- Длина рабочей поверхности 1780 мм
- Ширина рабочей поверхности 550 мм
- Держатели ног по Гепелю, подлокотники

## Гинекологическое кресло Dixion, Россия

Обеспечивают комфортное проведение гинекологических, урологических и проктологических обследований. Широкий диапазон изменения высоты и наклона секций позволяет устанавливать кресло в оптимальную для осмотра позицию.



#### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Кресло раскладывается в позицию стола
- Три функции электрической регулировки: высоты, наклона и сиденья
- Колеса для перемещения и фиксирующие опоры
- Ножная педаль управления





## Гинекологические кресла RQL, Чехия

Широкий диапазон изменения высоты, наклона секций и возможность программируемых изменений положения кресла позволяет устанавливать кресло в оптимальную для осмотра позицию. Пластиковое покрытие всех частей стола облегчает обработку.

Golem 6



Golem F1



Golem urodynamic



### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Программируемая память положений
- Инфузионная стойка (опция)
- Галогенная лампа на гибкой ножке (опция)
- Возможность выбора механической модели в модификации Golem 6

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	Golem 6	Golem F1	Golem urodynamic
Электрическая регулировка высоты, наклонов спинки и тазовой секции	Для моделей Golem 6ET	•	•
Съемная единая ножная секция	•	•	•
Колеса для перемещения и фиксирующие опоры	○	○	○
Право/левосторонний держатель кольпоскопа	○	•	○
Ножная педаль управления + ручное управление (пульта)	○	•	○

○ - опция



## Гинекологическое кресло Atmos, Германия

Многофункциональное гинекологическое кресло экстра-класса совмещает в себе функциональность, удобство пользования врачом и комфорт для пациента любого возраста. Возможны различные цветовые решения.

### Chair 41 Gyne



#### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Электромеханическое изменение высоты от 570 до 900 мм
- Встроенная электророзетка
- Максимальная нагрузка до 200 кг
- Ножная педаль управления
- Функция памяти
- Магнитный подголовник



#### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Три задаваемые рабочие позиции и автоматический возврат в исходное положение
- Электрическая регулировка высоты, наклонов, спинки и тазовой секции
- Съемная, единая ножная секция и опоры для ног врача





Аfia 4060/4062



#### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Малые размеры: общая длина всего 140 см
- Ручной пульт управления (высота, спинная секция и сиденье)
- Ножной напольный пульт управления высотой кресла
- Регулируемые пяточные упоры и подколеники по Гопелю, подлокотники
- Упоры для ног

## Гинекологическое кресло Lojer, Финляндия

Аfia 4060/4062 – простое в использовании смотровое кресло, которое разработано специально для гинекологических и урологических процедур. Его особенностями являются двухсекционное ложе, гибкие и простые в использовании варианты регулировки и малые размеры.



#### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Простые и понятные регулировки, идеально для небольших помещений
- Выбор из множества доступных цветовых решений антимикробной износостойкой обивки
- Электропривод положения Тренделенбург
- Электрическая регулировка высоты, спинной секции и сиденья





## Ультразвуковые системы Voluson GE Healthcare, США

Стандарт качества в диагностике женского здоровья – от здоровья матери и плода до гинекологического наблюдения. Уникальные экспертные решения для детального комплексного обследования.



S8



P8



### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Современный широкоэкранный монитор для комфортной работы и повышения эффективности рабочего процесса
- Инструменты для автоматизации процесса исследования

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	S8	P8
HDlive реалистичное объемное изображение	•	•
SonoRenderlive – автоматическое определение границ конечностей и лица плода	•	•
OmniView - любая плоскость объемного изображения	•	
STIC исследования сердца плода	•	
Программа эластографии	•	



## Ультразвуковые системы Voluson GE Healthcare, США

Полностью цифровая передовая ультразвуковая система обеспечивает великолепное качество изображений благодаря новой онлайн-платформе Voluson™ Core Architecture. Позволяет применять в ежедневной практике возможности высокоскоростной объемной реконструкции.

E10



E8



S10



### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Исключительное качество изображений
- Передовые клинические технологии
- Высокопроизводительная система обработки данных

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	E10	E8	S10
OmniView - любая плоскость объемного изображения	•	•	•
HDlive реалистичное объемное изображение	•	•	•
Цветовой доплер Radiantflow	•	•	
FetalHQ - качественная и количественная оценка сердца плода	•		
Электронный 4D-датчик	•		





## Рабочее место врача акушера-гинеколога Atmos, Германия

Экономически выгодное и эффективное решение для оснащения, без потери времени на переход из одного кабинета в другой. Возможность сделать осмотр, диагностировать заболевание и провести терапию на одном рабочем месте площадью 8 кв.м.

S 41 Gyne



### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Цифровая визуализация, передача изображения и архивация данных
- Светодиодный источник света
- Радиохирurgia
- Эвакуация дыма
- Аспирация секрета
- Подогреваемые выдвижные ящики
- Коррозионноустойчивый сброс инструментов



### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Оптимизация рабочего процесса
- Компактное размещение
- Эргономичный дизайн
- Индивидуальная конфигурация благодаря модульной концепции
- Гибкие возможности для последующего дооснащения опциями
- Мобильность основного модуля





## Тележки медицинские многофункциональные Lojer, Финляндия

Модульная конструкция позволяет подобрать оптимальный вариант тележки для эффективного технического использования в любом отделении медицинского учреждения.



### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Высокотехнологичные колеса, разработанные специально для больничных тележек, стальные шариковые подшипники
- Эргономичная рукоятка для перемещения
- Мягкий ход, превосходная подвижность
- Защитные бамперы
- Боковые направляющие на шариковых подшипниках с системой фиксации



### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Функциональность
- Современный дизайн
- Надежная конструкция с большой грузоподъемностью





## Кольпоскопы Leisegang, Германия

Биноклярные кольпоскопы высокого качества сборки и оптики позволяют провести максимально удобный и качественный осмотр для последующей диагностики. Обладают особенно высоким сроком службы и призваны сделать работу врача максимально комфортной.

1D LED



1DW LED



3ML LED



### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Оптика высокого качества
- Возможность дооснащения цифровым фотоаппаратом
- Регулировка межзрачкового расстояния, освещенности, фокуса

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	1D LED	1DW LED	3ML LED
Независимая оптическая система	•	•	•
Совместим с несколькими вариантами штативов – Swing-o-Matic, Balance-o-Matic	•	•	•
Угол наклона окуляров 45°		•	
Возможность фиксации фото и видео			•
Программное обеспечение для ведения базы			•

## Кольпоскопы Kernel, Китай



KN-2200A



KN-2200B



KN-2200A  
на штативе-тележке

Недорогой, простой в использовании кольпоскоп для периодического скрининга в гинекологических кабинетах. Легкий и понятный в эксплуатации.



### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Цифровой кольпоскоп с программным обеспечением
- Различные варианты штативов для любого гинекологического кабинета

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	KN-2200A	KN-2200B
Видеокамера для фиксации фото и видео	•	○
Программное обеспечение для ведения базы пациентов	•	○
Окуляры		•
Встроенный дисплей	•	
HD-камера	○	○

○ - опция



## Кольпоскопы Atmos, Германия

Идеальная согласованность оптики, а также светодиодное освещение в комбинации с H.A.S.I. – фильтром делает микроскопию простой и одновременно высокоинформативной.

### i View Kolposkop



#### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Встроенная камера с возможностью управления одной рукой (опция)
- Различные исполнения штативов
- Регулировка степени увеличения с помощью поворотного переключателя
- Регулируемая яркость
- Поворотный зеленый фильтр (опция)



#### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Светодиодное освещение
- Единая панель управления
- Большой выходной зрачок
- Возможность вставить в область наблюдения масштабную шкалу для измерения областей поражения





Convelar 1605 LED



Convelar 1607 LED



Sim.LED 3500

## Смотровые светильники Dixon, Россия Simeon, Германия

Смотровый светильник для проведения гинекологических манипуляций и малых гинекологических операций. Регулировка освещенности позволяет настроить освещение оптимально под себя.



### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Легко перемещается по кабинету
- Регулировка освещенности
- Фиксация купола в неподвижном положении

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ	Convelar 1605 LED	Convelar 1607 LED	Sim.LED 3500
Регулировка освещенности	•	•	•
Регулировка светового поля	•	•	•
Аккумуляторный блок	○	○	○
Передвижной	•	•	•

○ - опция



Intelligent



Comfort

## Акушерские кровати Dixon, Россия

Обеспечивают комфорт и безопасность пациентки на всех этапах родов. Нужна только одна кровать на протяжении всего времени пребывания в родильном отделении.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ	Intelligent	Comfort
Положение Тренделенбург	•	•
Положение Антитренделенбург		•
<b>Электропривод регулировки положений:</b>		
– Вверх/Низ	•	•
– Спина	•	•
– Тренделенбург		•
– Держатели ног	•	
Механическая ножная секция		•
Ножная секция на электроприводе	•	
Ночная подсветка	•	
Сенсорные панели управления на боковых поручнях	•	
Сердечно-легочная реанимация (CPR)	•	
Пульт дистанционного управления		•
Аккумулятор	•	



## Акушерская кровать Lojer, Финляндия

Эргономичная и мобильная акушерская кровать, с обновленным дизайном, рассчитана на все этапы родов и возможный специальный уход.

Merivaara Optima

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

гидравлическая    2 мотора    4 мотора

#### Электрические функции:

– Регулировка высоты		•	•
– Регулировка спинной секции		•	•
– Регулировка ножной секции			•
– Тренделенбург	•		•

#### Ручная регулировка:

– Выдвижение ножной секции	•	•	•
– Наклон ножной секции			•
– Тренделенбург		•	•
– Экстренный привод спинной секции		•	•

#### Пневматические функции:

– Регулировка спинной секции	•		
------------------------------	---	--	--

#### Гидравлические функции:

– Регулировка высоты	•		
----------------------	---	--	--

Ручной пульт управления		•	•
-------------------------	--	---	---

Выдвижная ножная емкость с наклоном			•
-------------------------------------	--	--	---



## Хирургические аспираторы Atmos, Германия



Умное, сенсорно-управляемое устройство, которое обеспечивает проведение безопасной и эффективной вакуум-экстракции плода.

S 351 Natal



C 451



### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Дисплей с высоким разрешением
- Опциональное оснащение электронным ножным регулятором
- Повышенный уровень безопасности применения
- Управляемый датчиком уровень вакуума

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	S 351 Natal	C 451
Переносной	•	•
Мобильный на роликах	○	○
Емкости из поликарбоната		•
Емкости из стекла	•	○
Сменные одноразовые сборники для ткани	○	○

○ - опция



## Хирургический aspirator DIXION, Россия

Легкий, компактный вакуумный экстрактор, идеально подходящий для использования в гинекологии и при рутинных исследованиях. Резервуар, изготовленный из высококачественного пластика, обеспечивает высокую прочность конструкции.

Vacus 7032g



### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Универсальный, с возможностью использования в гинекологии
- Эргономичный и компактный
- Портативный
- Подходит для оказания неотложной помощи

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

#### Vacus 7032g

Производительность, л/мин	32 ± 2
Регулировка вакуума, мм рт. ст.	150 – 680
Уровень шума, дБ	менее 60
Емкость, мл	2000 (опционально вторая емкость)
Переносной	•
Емкости из поликарбоната	•



## Фетальные мониторы Dixon, Россия

Проверенный временем, надежный и качественный прибор от Российского производителя : стандартная гарантия – 36 месяцев.

Overtone 6900



Стойка для Overtone 6900



Фетальный стимулятор



### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Модели подходят для двуплодной беременности
- Цветной LCD-дисплей с touch-screen
- Возможность снимать физиологические параметры матери, ЭКГ-плода и внутриматочное давление
- Автоматический анализ КТГ

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	6900-01	6900-02	6900-03
LCD-дисплей	•	•	•
ЧСС двух плодов	•	•	•
ЭКГ-плода (DECG)			•
Внутриматочное давление (IUP)			•
Физиологические параметры матери (ЭКГ, НИАД, SpO <sub>2</sub> , T)		•	



## Фетальные мониторы Dixon, Россия

Лёгкий в управлении прибор, «рабочая лошадка» для женских консультаций и частных центров. Идеальное соотношение цены и качества.

Overtone 6200



Стойка  
для Overtone 6200-02



Фетальный стимулятор



### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Бюджетный вариант фетального монитора
- Возможность снимать ЭКГ плода и внутриматочное давление
- Автоматический анализ КТГ
- Поворотный дисплей

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	6200-00	6200-01	6200-02	6200-03
ЧСС одного плода	•	•	•	•
ЧСС двух плодов	•		•	
ЭКГ-плода (DECG)				•
Внутриматочное давление (IUP)				•
Температура матери				•
Бальная оценка по шкале Фишера	•	•	•	•



Overtone 6000-05/Overtone 6000-02



Датчик на 3 и 8 МГц  
(опция)



Чехол для переноски  
Overtone 6000

## Портативные фетальные мониторы Dixion, Россия

Качественный, компактный, надежный прибор со съемными, водонепроницаемыми датчиками, способный работать в трех режимах: реального времени, усредненном или ручном.



### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Подсветка экрана
- Аккумулятор
- Возможность докупить датчики 3 и 8 МГц
- Снабжен аудио-выходом

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	6000-02	6000-05
Сменный УЗ-датчик	•	•
Аккумулятор и зарядное устройство	батарейки	•
Подсветка экрана		•
Возможность использования с 10-ой недели беременности	•	•



## Фетальные мониторы GE Healthcare, США

Компактные и легкие мониторы созданы для облегчения работы акушера-гинеколога во время перинатальных приемов, в операционной палате при риске прерывания беременности, а также в родильном отделении больницы.

### Серия Corometrics 170



#### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Цветной ЖК-монитор с данными о частоте сердцебиения плода, частоте сокращения матки во время родов и за несколько дней до них
- Дистанционный маркер событий

#### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	171	172	174
ЧСС одного плода	•	•	•
ЧСС двух плодов		•	•
Сократительная активность матки, токометрия	•	•	•
Регистрация движений плода	•	•	•
ЭКГ плода (DECG)		•	•
Внутриматочное давление (IUP)			•

## Фетальные мониторы GE Healthcare, США



Полноценный монитор для наблюдения в период беременности и во время родов, который включает инновационные функции, обеспечивающие высокий уровень мониторинга и более качественное лечение.

### Серия Corometrics 50



#### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Измерение температуры
- Кислородная сатурация
- ЭКГ плода и матери
- Неинвазивный метод измерения артериального давления

#### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	256 сx	259 сx
ЧСС двух плодов	•	•
ЭКГ плода (DECG)	•	•
ЭКГ матери		•
Внутриматочное давление (IUP)	•	•
ПО для анализа ЧСС плода и сократительной активности матки	●	•
MSpO <sub>2</sub> насыщение крови кислородом у матери, НИАД матери		•

● - опция



BabyGuard 1101



BabyGuard 1103



BabyGuard 1107

## Инкубаторы Dixion, Россия

BabyGuard 1101 – базовый инкубатор для обогрева младенца. Идеальный выбор при оснащении фельдшерско-акушерских пунктов и небольших больниц. BabyGuard 1103, 1107 – стандартный инкубатор для новорожденных.



### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Специальная система циркуляции воздуха, минимизирующая потоки внутри камеры
- Двойные стенки
- Тепловая завеса при открытии дверцы
- Обогрев

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	1101	1103	1107
Сервоконтроль t воздуха	•	•	•
Увлажнитель		Пассивный	Сервоконтроль
Индикаторы	•	•	•
Контроль O <sub>2</sub>			•
Сервоконтроль O <sub>2</sub>			○
Встроенные весы		○	○

○ - опция





BabyGuard 1120

## Инкубаторы Dixion, Россия

Максимально комфортный инкубатор интенсивной терапии для выхаживания недоношенных и глубоко-недоношенных детей. Лучшее соотношение цена-качество.




### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Сервоконтроль  $t$  воздуха, кожи
- Сервоконтроль влажности
- Контроль  $O_2$
- Сервоконтроль  $O_2$  (опция)
- Встроенные весы (опция)



### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Обеспечивает комфортные условия окружающей среды, такие как температура, влажность воздуха, необходимая оксигенация и покой новорождённого
- Имеет ЖК-дисплей с подсветкой





Isolette 8000 plus



Isolette C2000



## Инкубаторы Dräger, Германия

Новый стандарт терморегуляции с различными функциями, предназначенными для создания стабильной и комфортной среды вокруг малыша, контролируя центральную и периферическую температуры тела новорождённого.



### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Проверенная концепция, основанная на передовой технологии
- Обеспечение развивающего ухода
- Инновационная система удаления конденсата
- Двойные воздушные завесы и дополнительная система терморегуляции

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	C2000	8000 plus
Сервоконтроль t воздуха, кожи	•	•
Увлажнитель	Пассивный/Сервоконтроль	Пассивный/Сервоконтроль
Контроль O <sub>2</sub>	•	•
Сервоконтроль O <sub>2</sub>	○	•
Встроенные весы	○	○

○ - опция



Giraffe INC

## Инкубаторы GE Healthcare, США

Представляет собой ультрасовременную среду для новорожденных, которая обеспечивает естественное спокойное лечение и при этом укрепляет отношения между семьей и новорожденными, позволяя родственникам присутствовать на всех этапах терапии.



### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Сервоконтроль t воздуха, кожи
- Увлажнитель
- Индикаторы
- Контроль O<sub>2</sub>
- Сервоконтроль O<sub>2</sub> (опция)
- Встроенные весы (опция)



### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Нейроразвивающий и семейно-ориентированный уход
- Улучшенный пользовательский интерфейс и система управления сигналами тревоги
- Защита от инфекций, бесконтактное отключение сигнала тревоги





Giraffe Shuttle

## Мобильный реанимационный комплекс GE Healthcare, США

Благодаря данной системе обеспечивается полноценный непрерывный уход за новорожденным во время перемещения из одного отделения в другое с минимальным риском возникновения проблем в результате перебоев в системе терморегуляции и смены среды.



### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Совместимость с оборудованием семейства Giraffe и Panda
- Подключение к инкубатору
- Подключение к ОРС
- Встроенный источник питания
- Снабжение электроэнергией до 45 минут
- Обеспечение подачи медицинских газов



### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Улучшает клинические результаты более чем на 15%
- Уменьшает стресс новорожденного
- Снижает транспортные факторы риска





TI 2000



#### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Сервоконтроль  $t$  воздуха, кожи
- Естественное увлажнение
- Сервоконтроль  $O_2$
- Аккумулятор для автономной работы
- Каталка для машин СМП
- Регулировка высоты основания

## Транспортные инкубаторы David, Китай

Эргономичный и функциональный транспортный инкубатор по привлекательной цене с возможностью выбора каталки как для внутрибольничной перевозки, так и для машин СМП.



#### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Воздушный и детский режимы, управляемые микрокомпьютером
- Двойная стенка с торцевой дверцей
- Светильник для осмотра
- Индикация сигналов тревоги



## Инкубаторы-трансформеры



YP-3100B David, Китай



Giraffe Omnibed  
GE Healthcare, США



Babyleo TN500  
Dräger, Германия

Уникальные системы, сочетающие в себе функционал как инкубатора, так и открытой реанимационной системы. Незаменимое оборудование для выхаживания новорожденных с экстремально низкой массой тела.



### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Продукты «три в одном», объединяющие инкубацию + первую помощь + мониторинг
- Качественное обеспечение оптимальных условий для развития новорожденного

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	YP-3100B	Giraffe Omnibed	Babyleo TN500
Сервоконтроль t° воздуха, кожи	•	•	•
Контроль O <sub>2</sub>	•	•	•
Сервоконтроль O <sub>2</sub>	•	○	○
Ящик для принадлежностей	•	○	○
Встроенные веса / фототерапия	○	○	○
Мониторинг SpO <sub>2</sub> , ЭКГ, CO <sub>2</sub> , NIBP новорождённого	○		

○ - опция



Giraffe Warmer



Panda iRes Warmer



Lullaby Warmer

## Реанимационные системы GE Healthcare, США

Данное оборудование является идеальным решением для сложных случаев. Благодаря высоким тепловым характеристикам и бесперебойной работе, эти модели обеспечивают комфортную среду, которая способствует правильному развитию новорожденного.



### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Держатель для рентгеновских кассет
- Разные режимы подсветки
- Возможность подключения фототерапевтического оборудования
- Встроенный реанимационный блок

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	Giraffe	Panda iRes	Lullaby
Встроенный ИВЛ (CPAP)	○	○	
Отсос	•	•	
Держатель рентген кассет	•	○	•
Фототерапия	○	○	○
2 режима подсветки: ночь/день	•	•	
Встроенные веса	•	○	

○ - опция



Resuscitaire RW



Babytherm 8010



Babytherm 8004

## Реанимационные системы Dräger, Германия

Новый стандарт системы выхаживания младенцев от ведущего немецкого производителя. Создавая оптимальную температурную среду для ребенка, ОРС является идеальным помощником при принятии родов и дальнейшем уходе за новорожденным.



### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Кварцевый обогреватель
- Автоматический режим подогрева
- Легкость эксплуатации

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ	Resuscitaire RW	Babytherm 8010	Babytherm 8004
Встроенный ИВЛ (СРАР)	•		
Отсос	•		
Держатель рентген кассет			•
Фототерапия	○	○	○
2 режима подсветки: ночь/день		•	•
Встроенные веса	○	○	○

○ - опция





BabyGuard 1140



BabyGuard 1139



BabyGuard 1138

## Реанимационные системы Dixon, Россия

Золотой стандарт качества для базовых открытых реанимационных систем: надежное, функциональное и удобные в работе оборудование.



### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Возможность подключения кислородного смесителя
- Поворот верхнего блока
- Полки для дополнительного оборудования

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	1138	1139	1140
Сервоконтроль t кожи	•	•	•
Держатель рентген кассет		•	•
Фототерапия			•
Подача кислорода	○	○	○
Индикаторы	•	•	•
Весы			○

○ - опция



BabyGuard 1145

## Реанимационные системы Dixon, Россия

Надежное и функциональное оборудование для обогрева младенца, обследования, проведения реанимационных мероприятий и контроля новорождённых детей. Идеальное соотношение цена-качество.



### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Сервоконтроль t кожи
- Фототерапия
- Обогреватель «лучистое тепло»
- Подача кислорода (опция)
- Гелевый матрас с подогревом
- Выдвижные ящики



### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Кислородный смеситель
- Обогрев ложа сверху и снизу: источник лучистого тепла с возможностью поворота в двух плоскостях и встроенный снизу нагревательный элемент
- Быстро откидывающиеся стенки с силиконовыми портами для подведения датчиков





## Кислородные палатки DIXION, Россия

Данное оборудование повышает эффективность лечения при поражениях головного мозга, выраженных изменениях метаболизма, нарушениях легочного кровотока, а также лечении дыхательной недостаточности у детей с первых месяцев жизни.



YZ – 130/160/200



YZ – 260/300



### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Закрытая конструкция
- Отсутствие утечки кислорода
- Прозрачный материал, обеспечивающий постоянное наблюдение за малышом

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ	YZ - 130	160	200	260	300
Прозрачные стенки	•	•	•	•	•
Регулятор концентрации кислорода	•	•	•	•	•
Съемная крышка для доступа к младенцу	•	•	•		
Открывающиеся окна с двух сторон				•	•

## Кислородные смесители Dixon, КНР



КУ 20 В



КУ 10 В

Удобный в использовании кислородный смеситель для открытых реанимационных систем.



### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Возможность выбора количества флоуметров и емкостей увлажнения
- Настраиваемый диапазон подачи концентрации кислорода

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	КУ 10 В	КУ 20 В
Настраиваемый диапазон подачи концентрации $O_2$ , %	21-100	21-100
Флоуметр, шт	1	2
Емкость, шт	1	2
Силиконовая трубка	•	•
Держатель	•	•
Выпускной воздушный клапан	•	•



BabyGuard 1134



BabyGuard 1133



BabyGuard 1132

## Фототерапевтические блоки Dixon, Россия

Фототерапевтические блоки Dixon помогают проводить эффективное лечение новорожденных с гипербилирубинемией. Эргономичный дизайн и мобильное основание позволяет медицинскому персоналу легко перемещать блоки между палатами и удобно размещать облучающий блок в рабочей области манипуляций врача.



### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Мобильный стенд с блокировкой колес
- Совместимость с любым инкубатором
- Высокая интенсивность излучения сокращает необходимую длительность проведения сеанса

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	1132	1133	1134
Источник света: флуоресцентные лампы	•		
Источник света: светодиоды		•	•
Диапазон излучения синего света 400 - 550 нм	•	•	•
Диапазон излучения желтого света 580 – 595 нм			•
Изменение угла лампового модуля	•	•	•
Регулируемая по высоте стойка	•	•	•



BabyGuard 1135

## Лучистое тепло Dixion, Россия

Создание оптимальной температуры окружающей среды и поддержание температуры тела у детей в родильных домах, в кабинетах для новорожденных, процедурных кабинетах и детских поликлиниках.



### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- 10 тепловых режимов
- Рабочий диапазон температуры от 20° до 38°
- Изменение высоты стойки
- Изменение угла осветительного блока
- Устойчивое П-образное основание
- Колеса с блокировкой



### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Мобильный стенд с блокировкой колес
- Изменяемая по высоте стойка
- Четыре керамических нагревателя с защитным покрытием



СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ КАБИНЕТА АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА

Вид медицинского изделия	Бюджетный вариант	Оптимальный вариант	Количество, шт
Кресло гинекологическое	Grace 8400, Dixon	Chair 41 Gyne, Atmos	не менее 1 на 10 коек
Кольпоскоп	KN-2200B, Kernel	i View Kolposkop, Atmos	не менее 1
Аппарат для ультразвукового исследования с датчиками	Voluson P8, GE	Voluson E10, GE	1
Концентратор кислорода стационарный	JAY - 5A, Longifan	JAY - 10, Longfian	не менее 2
Кровать больничная механическая/ с гидравлическим приводом/ электроприводом	Classic Bed, Dixon	Merivaara Carena, Lojer	не менее 10
Набор гинекологических инструментов	по запросу	по запросу	не менее 10
Кушетка медицинская	KM, Беларусь	4040 X, Lojer	не менее 1
Светильник медицинский передвижной	Convelar 1605 LED, Dixon	Sim.LED, Simeon	не менее 1
Стерилизатор для инструментов	2321 SD, Hanshin	3041 BL, Hanshin	не менее 1
Шкаф сухожаровый	SN 30, Memmert	SNE 200, Memmert	не менее 1
Пульсоксиметр	Storm H100B, Dixon	Storm D1, Dixon	не менее 1
Стетоскоп ультразвуковой/ электронный	по запросу	по запросу	не менее 1
Тележка для медицинских инструментов	Q605 W (серия SQM), Lojer	Q142 B (серия SQM), Lojer	не менее 1
Холодильник медицинский	XF-140, Pozis	Emoteca 700, Fiocchetti	не менее 1 на 10 коек

## СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ КАБИНЕТА АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА

Вид медицинского изделия	Бюджетный вариант	Оптимальный вариант	Количество, шт
Ширма медицинская	БТШ-1, Белва	Ш-1, Мединдустрия Сервис	не менее 1
Рабочее место врача-акушера-гинеколога	S 41 Гуне один модуль, Atmos	S 41 Гуне три модуля, Atmos	не менее 1 на 10 коек
Весы медицинские с ростомером	ВЭНД-01 Малыш, ТВЕС	Seca 876, Seca	не менее 1





СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ РОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ (РОДОВОГО ЗАЛА)

Вид медицинского изделия	Бюджетный вариант	Оптимальный вариант	Количество, шт
Функциональная кровать для приема родов	Comfort, Dixon	Merivaara Optima, Lojer	1
Стетоскоп акушерский	по запросу	по запросу	1
Аппарат для измерения артериального давления	UA-777, AND	precisa N, Rudolf Riester	1
Стетофонендоскоп	по запросу	по запросу	1
Насос инфузионный (инфузомат)	BYZ-810, Beyond	Instilar 1438, Dixon	1
Набор гинекологических инструментов	по запросу	по запросу	не менее 3
Акушерские щипцы	по запросу	по запросу	1
Система для вакуум-экстракции плода	Vacus 7032g, Dixon	S351 Natal, Atmos	не менее 1
Аппарат для маточной баллонной тампонады	по запросу	по запросу	не менее 1
Светильник медицинский передвижной	Convelar 1605 LED, Dixon	Sim.LED, Simeon	1
Фетальный монитор	Overtone 6200, Dixon	Corometrics 259 cx, GE Healthcare	1
Фетальный доплер	Overtone 6000-02, Dixon	Overtone 6000-05, Dixon	1
Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный (транспортный)	Aeros 4300, Dixon	Oxylog 3000, Dräger	1
Ларингоскоп с набором клинков	A-23104, Kawe	Classic+, Heine	1
Стол пеленальный с подогревом для новорожденных	BabyGuard 1138, Dixon	Lullaby Warmer, GE Healthcare	1

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ РОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ (РОДОВОГО ЗАЛА)

Вид медицинского изделия	Бюджетный вариант	Оптимальный вариант	Количество, шт
Обогреватель излучающий для новорожденных	BabyGuard 1135, Dixon	по запросу	1
Электроотсос для новорожденных	Vacus 7032g, Dixon	S351 Natal, Atmos	1
Набор для проведения первичной реанимации новорожденного	по запросу	по запросу	1
Весы электронные для новорожденных	BD-815 MA, Tanita	SECA 727, Seca	1
Пульсоксиметр	Storm H100B, Dixon	Storm D1, Dixon	1
Аппарат для механической искусственной вентиляции легких с опцией CPAP и кислородным смесителем	по запросу	по запросу	1
Тележка медицинская для инструментов/ для анестезиолога	Q605 W (серия SQM)/3684 B, Lojer	Q142 B (серия SQM)/3956 G, Lojer	3

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ НОВОРОЖДЕННЫХ

Вид медицинского изделия	Бюджетный вариант	Оптимальный вариант	Количество, шт
Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных	eVolution 3e, eVent Medical	Evita Infinity V500, Dräger	6
Аппарат дыхательный ручной для новорожденных с набором мягких масок разных размеров	по запросу	по запросу	2
Реанимационный стол для новорожденных	BabyGuard 1145, Dixon	Giraffe Warmer, GE Healthcare	3
Кислородная палатка	YZ-160, Dixon	YZ-300, Dixon	по требованию
Инкубатор для новорожденных (стандартная модель)	BabyGuard 1101, Dixon	BabyGuard 1103, Dixon	3
Инкубатор для новорожденных (интенсивная модель)	BabyGuard 1120, Dixon	Giraffe INC, GE Healthcare	5
Монитор неонатальный с набором электродов и манжеток	Storm 5300, Dixon	Storm 5500, Dixon	6
Электроотсос (вакуумный отсос)	Vacus 7032g, Dixon	S351 Natal, Atmos	6
Пульсоксиметр	Storm H100B, Dixon	Storm D1, Dixon	2
Система обогрева новорожденных (матрасик)	по запросу	по запросу	2
Облучатель фототерапевтический для новорожденных	BabyGuard 1132, Dixon	BabyGuard 1134, Dixon	5
Обогреватель излучающий для новорожденных	BabyGuard 1135, Dixon	по запросу	3

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ НОВОРОЖДЕННЫХ

Вид медицинского изделия	Бюджетный вариант	Оптимальный вариант	Количество, шт
Шприцевой инфузионный насос	BYZ-810, Beyond	Instilar 1438, Dixon	30
Волюмический инфузионный насос	BYS-820, Beyond	Instilar 1486, Dixon	6
Передвижной аппарат для УЗ-исследования	Logiq e, GE Healthcare	Logiq iq, GE Healthcare	1
Передвижной аппарат электрокардиографии	ECG-1003, Dixon	ECG-1012, Dixon	1
Транспортный инкубатор (реанимационный комплекс)	TI-2000. David	Babyleo TN500, GE Healthcare	1
Передвижной рентгеновский цифровой аппарат	АПР-МАКСИМА/ АПР-ОКО, Электрон	Remodix 9507, Dixon	1
Тележка медицинская для инструментов/ для анестезиолога	Q605 W (серия SQM)/3684 B, Lojer	Q142 B (серия SQM)/3956 G, Lojer	3



## НАШИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

LOJER (ФИНЛЯНДИЯ)

Гинекологические кресла, акушерские кровати, мебель

The logo for LOJER, featuring the brand name in a bold, blue, sans-serif font.

ATMOS (ГЕРМАНИЯ)

Рабочие места, кольпоскопы, гинекологические кресла, аспираторы

The logo for ATMOS, consisting of the word "ATMOS" in a blue, sans-serif font, enclosed within a blue circular border.

DRÄGER (ГЕРМАНИЯ)

Реанимационное оборудование для новорожденных, медицинские светильники

The logo for Dräger, featuring the brand name in a bold, blue, sans-serif font.

GE (США)

Ультразвуковые системы, фетальные мониторы, инкубаторы

The logo for GE, featuring the letters "GE" in a stylized, white, cursive font, enclosed within a blue circular border.

DIXION (РОССИЯ)

Оборудование для неонатологии, гинекологические кресла, родовые кровати, медицинские светильники, фетальные мониторы, электрокоагуляторы, аспираторы

The logo for DIXION, featuring the brand name in a bold, blue, sans-serif font.

RQL (ЧЕХИЯ)

Гинекологические кресла

The logo for RQL, featuring the letters "RQL" in a bold, black, sans-serif font.

LEISEGANG (ГЕРМАНИЯ)

Гинекологические кольпоскопы

The logo for LEISEGANG, featuring the brand name in a bold, orange, sans-serif font, with a blue horizontal line and a grid of dots to the right.

SIMEON (ГЕРМАНИЯ)

Бестеневые медицинские светильники

The logo for SIMEON MEDICAL, featuring the brand name in a blue, sans-serif font, with a blue circular border and the word "MEDICAL" in a smaller font below.

DAVID (КИТАЙ)

Оборудование для новорожденных

The logo for DAVID, featuring a stylized blue and green "V" shape above the word "DAVID" in a bold, black, sans-serif font.

KERNEL (КИТАЙ)

Оптические и видеокольпоскопы, УФ фототерапия

The logo for KERNEL, featuring the brand name in a bold, blue, sans-serif font.



**Stormoff<sup>®</sup>**

**[info@stormoff.com](mailto:info@stormoff.com)**

**[www.stormoff.ru](http://www.stormoff.ru)**

**+7 (495) 956-05-57**