

АППАРАТЫ ЭКСПРЕСС ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАРДИОМАРКЕРОВ



Nano-Checker-710,
Nano-Ditech Corporation



CardioCheck PA,
Polymer Technology System

Аппараты экспресс определения кардиомаркеров Nano-Ditech Corporation, США Polymer Technology System, США

Портативные экспресс-анализаторы критических состояний Nano-Ditech Corporation и Polymer Technology System позволяют в течение 15 минут определить специфические кардиомаркеры, такие, как Тропонин I, Креатинфосфокиназу MB, Миоглобин, липидная панель, метаболиты и пр.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Количественный и качественный методы анализа
- Использование у постели больного
- Быстрое получение анализа
- Встроенный аккумулятор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ	Nano-Checker-710 Nano-Ditech Corporation	CardioCheck PA Polymer Technology System
Проба	Цельная венозная кровь, плазма, сыворотка	Цельная капиллярная или венозная кровь
Объем пробы, мкл	80	15-40
Память прибора, исследований	10 000	30
Время проведения анализа, мин	<15	1-2
Термопринтер	•	○
Управление	Сенсорный 10" дисплей	Кнопки на корпусе

○ - опция