

Анализаторы мочи Siemens, США 77 Elektronika, Венгрия



Clinitek Status Plus,
Siemens



LabUReader Plus 2,
77 Elektronika

Анализаторы мочи Siemens и Elektronika позволяют определять основные параметры мочи методом сухой химии на тест-полосках.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Полуавтоматические анализаторы мочи
- Простая очистка и обслуживание
- Спектр исследований: Глюкоза, Билирубин, Белок, Нитриты, Уробилиноген, Лейкоциты, Кетоны, рН, Эритроциты, Удельный вес и др.
- Принцип измерения:
отражательная фотометрия
- Встроенный термопринтер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	Clinitek Status Plus Siemens	LabUReader Plus 2 77 Elektronika
Аскорбиновая кислота		•
Микроальбумин, Креатинин, ХГЧ	•	
Производительность, анализов в час	60	500
Объем памяти, анализов	200	5000
Электропитание	Батарея/электросеть	Электросеть
Вес, кг	1,66	6