

АНАЛИЗАТОРЫ ГАЗОВ КРОВИ И ЭЛЕКТРОЛИТОВ (КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОГО СОСТОЯНИЯ)



i15, Edan

Анализаторы газов крови и электролитов (КЩС)

Edan, Китай

Nova Biomedical, США

Анализаторы Edan и Nova Biomedical позволяют получить основные параметры кислотно-щелочного состава, максимально удовлетворяющие потребности конечных пользователей.



Stat Profile pHox Plus,
Nova Biomedical



Stat Profile pHox Ultra,
Nova Biomedical



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Проба: цельная кровь, сыворотка/плазма, смешанная венозная, капиллярная
- Сенсорный ЖК-дисплей
- Автоматическая калибровка
- Сканер штрих-кода
- Встроенный термопринтер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ	i15 Edan	Stat Profile pHox Plus Nova Biomedical	Stat Profile pHox Ultra Nova Biomedical
Портативный	•		
Объем пробы, мкл	140	44-125	60-120
Параметры pH, pCO ₂ , pO ₂ , Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻ , Ca ⁺⁺ , Hct, Glu, SO ₂ %, Hb	•	•	•
Измерение Lac	•	○	•
Определение Mg ⁺⁺			•
Измерение Urea/BUN, Creat, параметры CO-Ox			•
Время одного исследования, сек	70	до 52	до 120

○ - опция