



BTL-5110 Laser

Аппарат лазерной терапии BTL, Великобритания

Одноканальный лазер для низкочастотной терапии. Основываясь на детальном исследовании и практическом использовании аппарата, хорошо организованные запрограммированные протоколы лечения предлагают эффективные рекомендации по лечению различных заболеваний. Аппарат также включает до 500 свободных записей для собственных протоколов.



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Непрерывная и импульсная лазерная терапия
- Частота модуляции 0–10 000 Гц
- Коэффициент заполнения: 5-100%
- Обрабатываемая площадь: 0,1–100 см²
- Лазерная акупунктура, частоты Ножье



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- 2 выхода для одновременного подключения красного и инфракрасного зондов или лазерных кластеров
- Автоматическое определение параметров терапии (доза, область, расстояние и мощность)
- Уникальная модульная система



Лазерные кластеры



Инфракрасные лазерные зонды



Красные лазерные зонды

Аппараты лазерной терапии BTL, Великобритания



4000 SMART (L)



4000 PREMIUM (L)



Аппликаторы



Аппарат имеет большую базу данных предустановленных протоколов, что делает использование простым и комфортным для начинающих и опытных специалистов.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Два выхода для одновременного подключения двух лазерных аппликаторов
- Широкий выбор красных, инфракрасных и комбинированных аппликаторов
- Постоянный и импульсный режимы
- Автоматический пересчет параметров терапии
- Лазерная акупунктура и частоты Ножье

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	BTL-4110 Premium	BTL-4110 SMART
Экран (цветной сенсорный), дюймы	7	4,3
Экспресс-протоколы	•	
Навигация по частям тела	•	
База данных пациентов	•	
Режимы работы	непрерывный и импульсный	
Габариты, мм	380x190x260	
Вес, кг	макс. 3	
Доза, Дж/см ²	0,1-100	
Обрабатываемая площадь, см ²	0,1-100	
Коэффициент заполнения, %	35-100	