

Хирургические аспираторы ATMOS, Германия



ХИРУРГИЧЕСКИЕ АСПИРАТОРЫ



	C 161 Battery	C 261 Aspirator	C 361	C 451	S 351	S 201 Thorax
Переносной	•	•	•	•	•	•
Мобильный на роликах	○	○	○	○	○	
Для гинекологии				○	○	
Для экстренной медицины	•	•	•	•	•	
Для хирургии	•	•	•	•	•	
Для торакального дренажа						•
Емкости из поликарбоната	•	•	•	•		•
Емкости из стекла			○	○	•	
Сменные одноразовые сборники для ткани			○	○	○	
Аккумулятор	•					•
Питание от автомобильной бортовой сети	•					
Легкий вес - 4,0кг	•	•				

○ - опция