

Щелевая лампа BQ900, Haag-Streit Diagnostics, Швейцария

Лучшая щелевая лампа для тех, кто не терпит компромиссов. Оптика экстра-класса, идеальная форма щели и самый яркий свет среди производимых щелевых ламп. Рекордно широкий спектр аксессуаров: лучшие фотокомплекты, эргономичные аппланационные тонометры с беспроводной передачей данных на компьютер, желтый фильтр, окуляры с крестообразной меткой, линейка для измерения длин и углов, окуляры для подсчета клеток эндотелия.

Уникальная опциональная возможность — установка окуляров под наклоном и плавная бесступенчатая смена увеличения. Именно та лампа, на которую в разное время устанавливались ОКТ, эндотелиальные микроскопы и оптические пахиметры. Если Вы что-то не увидели через щелевую лампу Haag-Streit, то этого не существует!

Щелевая лампа BQ900



«If you can't see it with a Haag-Streit, it is not there!»



Dixon S350



HS-5000/7000



H-Series



BI/BM/BP/BQ/BX

	Dixon S350	HS-5000/7000	H-Series	BI/BM/BP/BQ/BX
Производитель	MediWorks	Huvitz	Keeler	Haag-Streit
Страна	Китай	Южная Корея	Великобритания	Швейцария
Тип осветителя	Верхний	Верхний	Верхний	Верхний
Лампа осветителя	Галоген/LED	Галоген/LED	Галоген/LED	LED
Количество ступеней увеличения	2/3/5	5	3/5	2/2/3/5
Встроенный в микроскоп желтый фильтр		+	+	+/-/0/0/0
Синий (кобальтовый) фильтр осветителя	+	+	+	+
Бескрасный фильтр	+	+	+	+
Soft/полупропускающий/серый фильтр	+	+	+	+
Широкая щель — до 14 мм	+	+	+	+
Возможность комплектации фото/видеосистемой	+	+	+	+
Возможность комплектации аппланационным тонометром	+	+	+	+