

BTL 8 ЭКГ

ОДИН ИЗ САМЫХ БЫСТРЫХ ЭКГ В МИРЕ



BTLMED.RU | BTL-RU@BTLNET.COM | 8 (800) 100-58-20



BTL 8 Elite

12,1" | 1280x800

До 8,5 часов | 900 отчетов

4 x



BTL 8 Pro

12,1" | 1280x800

До 3,5 часов | 420 отчетов

4 x



BTL 8 Smart

7" | 1024x600

До 6 часов | 500 отчетов

2 x

Варианты тележки



Тележка



**Тележка
вариант Light**

Возможности улучшения



**BTL
CardioPoint**



**Одноразовые
электроды**



**Внешний
принтер**



**Сканер
штрих-кода**



**Авторизация
RFID**



**Узнать
больше**

Технические параметры

Память	3500 ЭКГ
Частота дискретизации	1000 SPS, всего 8000 SPS
Экран	12,1" 1280x800 / 7" 1024x600
Емкость аккумулятора	До 8,5 часов / 3,5 часов До 900 отчетов / 420 отчетов
Количество USB портов	4 x / 2 x
Частотный диапазон	0,049 - 250 Гц
ЭКГ диагностика	Искусственный интеллект и алгоритмы для диагностики взрослых и детей
Принтер	Термопечать формата А4, Z-фальцовка, Внешний офисный принтер
Сеть	WIFI, LAN
Экспорт в МИС	HL7, DICOM
Авторизация пользователя	Встроенное управление пользователями, Активный каталог
Вход в систему	Пароль, RFID
Безопасность	Сетевое шифрование с использованием TLS 1.2

BTL 4 ЭКГ



ПЕРВЫЙ ЭКГ С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ



BTLMED.RU | BTL-RU@BTLNET.COM | 8 (800) 100-58-20



BTL 4 Elite



BTL 4 Pro



BTL 4 Smart

до 12 часов | 1200 отчетов

до 6 часов | 550 отчетов

до 6 часов | 550 отчетов

WIFI, LAN

WIFI, LAN

LAN

ИИ диагностика

ИИ диагностика

Нет


Варианты тележки



Тележка
вариант Light



Тележка
вариант Light
с держателем
кабеля



Тележка
вариант Light
с вакуумными
электродами

Возможности улучшения



BTL
CardioPoint



Одноразовые
электроды



Внешний
принтер



Сканер
штрих-кода*



Авторизация
RFID*



Вакуумные
электроды

*Недоступно для BTL 4 Smart.

Технические параметры

Память	3500 ЭКГ
Частота дискретизации	1000 SPS, всего 8000 SPS
Емкость аккумулятора	до 12 часов / 6 часов до 1200 отчетов / 550 отчетов
Сеть	WIFI, LAN
ЭКГ диагностика	Искусственный интеллект и алгоритмы для диагностики взрослых и детей
Количество USB портов	3 x
Частотный диапазон	0,049 – 250 Гц
Экран	7" 1024x600
Принтер	Термобумага в рулоне 112 мм, внешний офисный принтер
Экспорт в МИС	HL7, DICOM
Авторизация пользователя	Встроенное управление пользователями, Активный каталог
Вход в систему	Пароль, RFID
Безопасность	Сетевое шифрование с использованием TLS 1.2