



BTL Vac (BTL, Великобритания)

Аппарат вакуумной терапии BTL Vac для проведения электротерапии с помощью электродов с вакуумными присосками комбинируется с любым из аппаратов BTL -5000 Puls, BTL -5000 Combi, BTL -4000 Puls и BTL -4000 Combi. Регулируемое вакуумное давление обеспечивает легкое и удобное прилегание электродов к телу пациента особенно в зонах неудобных для прикрепления обычных плоских электродов. Кроме того импульсный режим вакуумной терапии обеспечивает механический массаж, улучшающий метаболизм и кровоснабжение. BTL Vac имеет 2 независимых выхода, которые работают в постоянном и импульсном режиме; 4 заданные программы для комбинирования различных частот импульсов.

Основные характеристики BTL Vac:

- ◆ Компактный дизайн
- ◆ 2 независимых выхода
- ◆ Постоянный и импульсный режимы
- ◆ 4 установленные программы пульсации + 1 одна специальная программа, зависящая от электро модуляции
- ◆ Частоту пульсации 15, 30, 45 и 60 импульсов в минуту
- ◆ Электроды-присоски с пористыми прокладками

Основные технические характеристики:

Количество выходов:	2
Режимы:	Импульсный и постоянный
Частота импульсов:	15, 30, 45, 60 импульсов в минуту
Количество программ:	5
Вес:	6,8 кг
Размер:	320 x 115 x 305 мм
Напряжение:	230 В / 50-60 Гц, 115 В / 50-60 Гц
Стандартные аксессуары:	Электроды-присоски 65 мм (4 шт.), губковые покрытия 65 мм (4 шт.), кабель пациента (4 шт.), соединительные кабели (2 шт.), кабель питания, CD с руководством пользователя