



ВАКУУМНАЯ СИСТЕМА (BTL, Великобритания)

Комбинирование новой вакуумной системы BTL – Vac II с аппаратом BTL – 4000 Smart или BTL – 4000 Premium для воздействия электротерапевтическими токами с помощью электродов-присосок

Особенности и преимущество вакуумной системы

- ◆ Вакуумная система встроена в тележку
- ◆ Два независимых выхода
- ◆ Непрерывный и импульсный режимы
- ◆ Семь уровней интенсивности вакуума
- ◆ Четыре импульсных и один непрерывный режим

Технические характеристики:

Количество выходов	2
Режим	Непрерывный и импульсный
Частота импульсов	5, 10, 15, 20 импульсов / мин
Интенсивность вакуума	7
Размеры	250 x 130 x 209 мм
Вес	1,9 кг
Источник питания	100–240 В AC, 50–60 Гц

Стандартные аксессуары

Интерфейсный кабель для электротерапии – 4 шт., кабель для подключения электродов – 2 шт., губки, кабель для подключения вакуумных электродов – 2 шт., вакуумные электроды диаметром 60 мм – 4 шт., сетевой адаптер