

РЕГУЛИРУЕМЫЕ МАССАЖНЫЕ СТОЛЫ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

BTL-1300 BASIC ДВУХСЕКЦИОННЫЙ МАССАЖНЫЙ СТОЛ (BTL, Великобритания)

Моторизованная кушетка BTL-1300 Basic имеет упрощённую конструкцию, но вместе с тем она очень прочная. Головная секция регулируется пневматическим клапаном. Стандартная модель может быть расширена добавлением отверстия для лица.

Технические характеристики:

Размеры: 190 x 90 см



BTL-1300 ДВУХСЕКЦИОННЫЙ МАССАЖНЫЙ СТОЛ (BTL, Великобритания)

2-секционный массажный стол подходит для базового оснащения любого медицинского учреждения. Электрический мотор служит для регулировки высоты. Расширенная модель двухсекционного стола с регулируемой спинкой (0°/+20°) пригодна для тракционной терапии. Стандартная версия стола поставляется с пультом, пневматическим клапаном головной секции и отверстием для лица.

Технические характеристики:

Размеры: 195 x 70 см



BTL-1300 BASIC ТРЁХСЕКЦИОННЫЙ МАССАЖНЫЙ СТОЛ (BTL, Великобритания)

В отличие от 2-секционной версии, эта кушетка поставляется с разделённой основной частью. Она оборудована вторым электрическим мотором для управления средней частью. Стандартная модель может быть расширена добавлением отверстия для лица.

Технические характеристики:

Размеры: 195 x 70 см



BTL-1300 ТРЁХСЕКЦИОННЫЕ МАССАЖНЫЕ СТОЛЫ (BTL, Великобритания)

Массажный стол оснащен электрической регулировкой средней секции. Изогнутая позиция оптимальна для проведения лечения нижней части спины. Расширенная модель с отрицательной регулировкой подходит для Trendelenburg позиции и ручного вытяжения. Стандартная версия стола поставляется с пультом, пневматическим клапаном головной секции и отверстием для лица.

Технические характеристики:

Размеры: 195 x 70 см





BTL-1300 ЧЕТЫРЁХСЕКЦИОННЫЙ МАССАЖНЫЙ СТОЛ с разделённой секцией для ног (BTL, Великобритания)

Этот моторизованный стол имеет регулируемую головную секцию, среднюю и разделённую ножную секции. Пневматические клапаны регулируют наклон ножных секций. Стол оснащен 2 моторами для электрической регулировки высоты и средней секции. Как и стандартная версия, имеет пульт и отверстие для лица.

Технические характеристики:

Размеры: 195 x 70 см



BTL-1300 ПЯТИСЕКЦИОННЫЙ МАССАЖНЫЙ СТОЛ (BTL, Великобритания)

5-секционный массажный стол оборудован регулировкой высоты средней части. Состоит из 3-секционной головной секции с отверстием для лица, средней и ножной секций. Головная часть регулируется пневматическим клапаном.

Технические характеристики:

Размеры: 195 x 70 см



BTL-1300 ШЕСТИСЕКЦИОННЫЙ МАССАЖНЫЙ СТОЛ (BTL, Великобритания)

6-стисекционный массажный стол является расширенным вариантом 5-секционной модели с разделённой ножной секцией. Стол оборудован 2 моторами для электрической регулировки высоты и средней секции. Обе ножные секции могут регулироваться отдельно с помощью пневматического клапана. Эта модель предлагает максимальные возможности для терапии.

Технические характеристики:

Размеры: 195 x 70 см



BTL-1300 МАССАЖНЫЙ СТОЛ BOBATH (BTL, Великобритания)

Стол BTL-1300 Bobath разработан для выполнения процедур по методам Bobath и Vojta. Размеры стола обеспечивают достаточно места для врача и пациента. Поставляется с одной или двумя секциями. Стандартные размеры 190x90см и могут быть легко изменены по желанию покупателя.

Технические характеристики:

Размеры: 190 x 90 см

МАССАЖНЫЕ СТОЛЫ С ФИКСИРОВАННОЙ ВЫСОТОЙ

ВТЛ-1100 ДВУХСЕКЦИОННЫЙ МАССАЖНЫЙ СТОЛ (ВТЛ, Великобритания)

ВТЛ-1100 2-секционный массажный стол с фиксированной высотой и пневматической регулировкой головной секции. Стандартная модель может быть расширена добавлением отверстия для лица в головную секцию.

Технические характеристики:

Размеры: 195 x 70 см



ВТЛ-1100 ТРЁХСЕКЦИОННЫЙ МАС- САЖНЫЙ СТОЛ (ВТЛ, Великобритания)

3-секционный массажный стол с фиксированной высотой и пневматической регулировкой головной секции. Стандартная модель может быть расширена добавлением отверстия для лица в головную секцию.

Технические характеристики:

Размеры: 195 x 70 см



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КУШЕТКИ ДЛЯ ПРЕССОТЕРАПИИ

ВТЛ-1300 ТРЁХСЕКЦИОННАЯ КУШЕТКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛИМФОДРЕНАЖА (ВТЛ, Великобритания)

Кушетка разработана для ручной или пневматической процедуры прессотерапии. Регулируемые секции для рук обеспечивают максимальный комфорт пациенту.

- ♦ Электрическая регулировка высоты и средней секции
- ♦ Пневматическая регулировка секции для ног
- ♦ Пневматическая регулировка секции для головы



ВТЛ-1300 ДВУХСЕКЦИОННАЯ КУШЕТКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛИМФОДРЕНАЖА (ВТЛ, Великобритания)

Кушетка разработана для ручной или пневматической процедуры прессотерапии. Регулируемые секции для рук обеспечивают максимальный комфорт пациенту.

- ♦ Электрическая регулировка высоты (50–88 см)
- ♦ Пневматическая регулировка секции для головы

