

DIXION BABYGUARD-1120

ИНКУБАТОР ДЛЯ МЛАДЕНЦЕВ С LCD ДИСПЛЕЕМ



12 ДЮЙМОВЫЙ
СЕНСОРНЫЙ
LCD ДИСПЛЕЙ

Инкубатор (или кювез) для новорожденных – медицинское оборудование, предназначенное для создания оптимальных условий выхаживания младенцев. В кювезе постоянно поддерживается необходимая температура воздуха, влажность, отслеживается температура тела пациента. Система инкубатора следит за текущим состоянием пациента и поддерживает заданные параметры, а в случае возникновения отклонений – оповещает медицинский персонал тревожной сигнализацией.

Особенности:

- ❖ Сервоконтроль температуры тела и воздуха
- ❖ Сервоконтроль влажности воздуха
- ❖ Контроль содержания кислорода
- ❖ 12"-дюймовый сенсорный дисплей
- ❖ Тренды до 48 часов
- ❖ Вывод информации на большой жидкокристаллический дисплей с подсветкой
- ❖ Встроенные весы (опция)
- ❖ Рабочая камера с двойными стенками и воздушной завесой позволяет сохранять тепло даже при открытых окошках
- ❖ Выдвижной лоток для рентген-кассеты
- ❖ Электрическая регулировка угла наклона матрасика (положение Тренделенбурга / Фоулера)
- ❖ Широкий выдвижной матрасик для выполнения кратковременных процедур

Дополнительные принадлежности и опции:

- Сервоконтроль кислорода
- Встроенные весы

Технические характеристики:

Установка температуры воздуха	25-37°C (37-39°C при перегреве)
Установка температуры кожи	34-37°C (37-38°C при перегреве)
Время прогрева	не более 40 мин
Диапазон контроля влажности	20 -90%
Диапазон измерения уровня кислорода	0-99%
Диапазон установки концентрации кислорода	20-60%

Телефоны: +7(495) 780-07-93,
8 (800) 100-44-95 (звонок бесплатный)
e-mail: info@dixon.ru, www.dixon.ru

DIXION