

БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЕ ВАННЫ ДЛЯ МИНЕРАЛЬНОЙ, ТЕРМАЛЬНОЙ, МОРСКОЙ, CO₂- НАСЫЩЕННОЙ ВОДЫ (Unbescheiden, Германия)



Медицинская бальнеологическая ванна “тихая вода” для проведения процедур с использованием термальной, минеральной, морской воды и процедур с лекарственными растворами любой агрессивной медицинской среды. Специальная форма ванны позволяет экономично использовать природные и искусственно созданные лечебные растворы.

- ♦ 4 регулируемые по высоте ножки
- ♦ Ревизионное окошко у ножной части обшивки
- ♦ Встроенный слив с шаром-заглушкой и цепочкой

Базовая комплектация:

- ♦ Встроенная арматура наполнения для пресной воды, антикоррозийное исполнение
- ♦ Встроенная душевая арматура для пресной воды, антикоррозийное исполнение
- ♦ Специальная арматура наполнения для минеральной воды
- ♦ Специальная арматура со шлангом донного наполнения из термостойкого пластика

МЕДИЦИНСКИЕ БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЕ ВАННЫ (Unbescheiden, Германия)

Медицинская бальнеологическая ванна “тихая вода” для проведения процедур с лекарственными растворами (напр. скипидарные, йодо-бромные, хвойные, травяные ванны и т.д.) на пресной воде. Анатомический корпус ванны со сформованным подголовником выполнен из высококачественного акрилового стекла способом глубокого бесшовного вытяжения (цвет: белый, бледно-голубой, зеленый). Со всех сторон ванна имеет обшивку из влагостойкого пластика белого цвета, с тыльной стороны армирован специальным ламинатом.

Технические характеристики

Размеры внешние:	2000 x 825 x 745 мм
Размеры внутренние:	1730 x 520 x 540 мм
Объем ванны:	250 л

Базовая комплектация

- ♦ Регулируемые по высоте ножки
- ♦ Ревизионное окошко у ножной части обшивки
- ♦ Встроенный слив с шаром-заглушкой и цепочкой
- ♦ Наружная обшивка для ванны
- ♦ Встроенная арматура наполнения
- ♦ Встроенная душевая арматура
- ♦ Монтажный сантехнический комплект
- ♦ Упор для ног, регулируемый (3 уровня)
- ♦ 1-ступенчатая лестенка, хромоникелевая сталь
- ♦ Резиновая надувная подушка для пациента
- ♦ Встроенные на бортики ванны поручни
- ♦ Наполнение ванны ванны через термостат

Модель 1.4-2	Медицинская бальнеологическая ванна для проведения процедур с использованием термальной, минеральной, морской воды, CO ₂ -насыщенной пресной воды и процедур с лекарственными растворами с/без автоматическим воздушно-пузырьковым (жемчужным) массажем
Модель 1.4-2	Медицинская бальнеологическая ванна для проведения процедур с использованием термальной, минеральной, морской воды, автоматического воздушно-пузырькового (жемчужного) массажа, процедур с лекарственными растворами
Модель 1.4-2	Медицинская бальнеологическая ванна для проведения процедур автоматического воздушно-пузырькового массажа в сочетании с лекарственными растворами