

Автоматические коагулометры, Behnk Elektronik (Германия)

Системы анализа гемостаза для малых, средних и крупных лабораторий.

Thrombolyzer Compact X

Компактный анализатор — идеальное решение для небольших лабораторий.

Thrombolyzer Compact XR

Коагулометр рекомендован для лаборатории среднего потока.

Thrombolyzer Compact X

Прибор идеально подходит для крупных и централизованных лабораторий.

Thrombolyzer Compact X

Полностью автоматизированный анализатор для лабораторий большого потока



**Инновационный
оптико-механический
метод детекции сгустка**

Основные преимущества

- Walk-away – система по принципу «включи и уходи»
- Возможность непрерывной работы
- Производительность при заборе крови из открытых пробирок до 320 тестов в час
- Всестороннее отслеживание результатов – включая реакционные кривые, уровень реагентов и базу данных QC
- Надежные и удобные анализаторы для выполнения рутинных операций
- Открытая реагентная система
- Русифицированное меню и простое управление

Современный выбор Thrombolyzer

Автоматические коагулометры серии Thrombolyzer — комбинация надежности и преимуществ самых современных методов анализа для вашей лаборатории.

Модели коагулометров Thrombolyzer



Технические характеристики

Модель	Compact X	XR	XRM	XRS
Производительность, тестов/час	160		320	
Клоттинговые, хромогенные и иммунологические тесты	+	+	+	+
Определение D-димера	+	+	+	+
Открытая система для реагентов	+	+	+	+
Позиции для образцов	36	31	62	72
Позиции для реагентов (охлажд.)	16	16	27	70
Тип пробирок	Открытые		Открытые/закрытые	
Дозагрузка проб, реагентов и кювет	+	+	+	+
Сканер штрих-кодов для образцов	Опц. внешний		Встроенный	
Повтор теста	+	+	+	+
Создание калибровочных кривых	+	+	+	+
Предразведение и определение уровня реагентов	+	+	+	+
Измерительные каналы	4		8	
Длины волн (нм)	405/620			
Операционная система, интерфейс LIS	LINUX, RS 232 или LAN			
Программа контроля качества	+	+	+	+
Размеры Д×Ш×В, см	56×55×58	73×56×38	106×60×70	130×65×91
Вес, кг	27,5	38	58	90