



## Биноклярные лупы Heine, Германия

Биноклярные лупы Heine находят применение в общей медицине, дерматологии, хирургии, пластической хирургии, нейрохирургии, ЛОР-практике, офтальмологии, ветеринарии, стоматологии.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	HR	HRP	C
<b>Увеличение</b>			
2,3x			•
2,5x	•		
3,5x		•	
4x		•	
6x		•	
<b>Рабочее расстояние</b>			
250 мм (с макролинзами)	•		
340 мм	•	•	•
420 мм	•	•	
450 мм			•
520 мм	•		
<b>Принадлежности</b>			
Макролинзы для 340 мм	•		
Защитные линзы	•	•	•
LoupeLight	•	•	
<b>Характеристики</b>			
Крепление i-View	•	•	
Модульность	•	•	
Водостойкость	•	•	
Ахроматическая оптика	•	•	
Корректирующие линзы	•	•	



HR 2,5x с креплением i-View



HRP с креплением i-View

## Биноклярные лупы Heine, Германия

Биноклярные лупы с ахроматической оптикой для получения четких и ярких изображений с цветовой коррекцией.



### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Водостойкость и легкий вес
- Независимая регулировка оптики слева и справа для получения необходимого межзрачкового расстояния
- Четкие изображения с высоким разрешением
- Уникальное крепление для лупы i-View

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HR 2,5X

Рабочее расстояние, мм	340	420	520
Поле обзора, мм	90	130	180
Глубина резкости, мм	110	180	260

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HRP

Рабочее расстояние, мм	HRP 3,5x/420	HRP 4x/340	HRP 6x/340
Поле обзора, мм	65	50	40
Глубина резкости, мм	60	40	30



C 2.3



C 2.3 K

## Биноклярные лупы Heine, Германия

Легчайший вес, миниатюрная конструкция и низкая цена превращают лупу 2.3 в идеальную многоцелевую лупу, подходящую для применения в зуботехнических лабораториях и общемедицинских исследованиях.



### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Линзы из кварцевого стекла с защитой от царапин и несколькими покрытиями
- Независимо настраиваемые элементы управления межзрачковым расстоянием обеспечивают точное совмещение оптики
- Очень легкие и удобные
- Доступна версия C 2.3 K с креплением на облегченном обруче

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	С 2.3х/340 мм	С 2.3х/450 мм
Увеличение	2,3х	2,3х
Рабочее расстояние, мм	340	450
Диаметр поля обзора, мм	110	130
Вес, г	46	46
Глубина резкости, мм	120	190



S-FRAME



Шлем Professional L  
с S-GUARD



Шлем Professional L  
без S-GUARD

## Варианты крепления бинокулярных луп Heine, Германия

Предусматриваются различные варианты крепления, которые позволяют использовать бинокулярные лупы в различных областях медицины, обеспечивая наибольшую эффективность диагностики и максимально комфортные условия работы для врача.



### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Современный эргономичный дизайн
- Применение инновационных материалов – карбона (Carbon-Kinetium) – способствует снижению веса
- Дополнительно пристегивающиеся корректирующие линзы (зажим clip-in в S-FRAME и корректирующая оправа в шлеме Professional)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ	S-FRAME	Шлем Professional L с S-GUARD	Шлем Professional L без S-GUARD
Мягкие дужки	•		
Эргономичный носовой упор	•	•	
Прочные защитные линзы из поликарбоната	•		
Защитный щиток S-GUARD		•	
Полностью регулируемые (по высоте и по ширине) и настраиваемые для любой формы головы		•	•
Гигиеничные и мягкие кожаные подушечки спереди и сзади для головы		•	•
Используется вместе с собственными очками врача			•