



Бронхофиброскопы

Фиброоптические приборы с оптикой высокого качества, применяемые в пульмонологии для осмотра трахеи и бронхов, а также в неотложной медицине. Являются лидером в классе волоконно-оптических бронхоскопов по функциональности и надежности в сочетании с доступной ценой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ	Серия V				Серия RBS	
	FB – 8V	FB – 15V	FB – 18V	FB – 19TV	FB – 15RBS	FB – 18RBS
Диаметр вводимой трубки, мм	2,8	4,9	6	6,2	4,9	6
Диаметр рабочего канала, мм	1,15	2,1	2,7	3	1,95	2,55
Длина рабочей части, мм	600	600	600	600	600	600
Общая длина, мм	900	900	900	900	880	880
Поле зрения, град	100°	120°	120°	120°	100°	100°
Глубина резкости, мм	2 – 50	3 – 50	3 – 50	3 – 50	3 – 50	3 – 50
Изгиб дистального конца:						
- вверх	180°	180°	180°	180°	180°	180°
- вниз	130°	130°	130°	130°	130°	130°
Ультратонкий	•					
Тонкий		•				
Стандартный			•	•	•	•
Терапевтический			•	•		•
Встроенный источник света батарейного типа					•	•
Портативный					•	•