

COLON-HYDROMAT COMFORT (Hab Herrmann, Германия)

ПОЛУАВТОМАТ

COLON-HYDROMAT STANDART (Hab Herrmann, Германия) МЕХАНИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА

Прибор для колоногидротерапии – эффективного очищения и массажа кишечника, а также для инфузии лекарственных средств.

Чередование давления на стенки кишечника с немедленным промыванием позволяет эффективно растворять и выводить твердый осадок и частицы, осуществлять массаж стенок кишечника и прилегающих к нему тканей. Инфузия лекарственных средств обеспечивает лечение и нормализует микрофлору.

Аппарат имеет систему фильтров, а также специально сконструированную систему труб, обеспечивающую полную гигиеничность проведения процедуры, как для врача, так и для пациента.

- ♦ Счетчик объема воды
- ♦ Эргономичный дизайн
- ♦ Надежность и простота в управлении

Для подключения аппарата требуется водоснабжение и канализация.

Технические характеристики

Электропитание	100-240 V ~ 50-60 Hz
Давление воды (холодная, горячая)	2 - 4 bar
Размер	495 x 480 x 250 мм
Вес	19,8 кг
Класс безопасности	II a



НАВАМАТ AQUACLEAN ПРИБОР ДЛЯ ОЗОНАЦИИ И АВТОНОМНОГО НАГРЕВА ВОДЫ (Hab Herrmann, Германия)

Прибор для озонации и автономного нагрева воды, оснащенный системой очистки воды.

Nabamat Aquaclean устанавливается в кабинете колоногидротерапии под процедурной кушеткой.

