

ГИДРОМАССАЖНАЯ ВАННА АНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ CARACALLA ГИДРОМАССАЖНАЯ ВАННА АНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ PACIFIC (Unbescheiden, Германия)



Гидромассажная ванна для проведения автоматического запрограммированного игольчатого струйного, общего и зонального массажа, мягкого воздушно-пузырькового (жемчужного) массажа, ротационного и вакуумного массажа живота, массажа воротниковой зоны, ручного подводного массажа, сочетанной хромотерапии.

Технические характеристики

Объем:	350 л			
Размеры в мм (Д x Ш x В):	2360 x 910 x 840 мм			
Модель	Caracalla	Pacific	Vitality	Luxury
Возможные процедуры				
Автоматический подводный массаж	•	•	•	-
Вихревой массаж	-	-	-	•
Ручной подводный массаж	○	○	○	○
Воздушно-пузырьковый массаж	○	○	○	-
Добавки для ванн	•	•	•	•
Использование минеральной или морской воды	○	○	○	○
Ванны для двоих	-	-	-	-
Массажные системы				
Количество анатомических зон	20	14	14	12
Количество групп зон	10	5	5	1
Количество водяных дюз	260	152	140	16
Независимая воздушно-пузырьковая система	○	○	○	-
Количество воздушных дюз	50	50	50	-
Массажные программы				
Общее количество массажных программ	20	10	1	1
Возможность индивидуального программирования	•	•	•	-
Возможность сохранения индивидуальных программ	•	•	-	-
Технические характеристики				
Размеры в мм (Д x Ш x В)	2360 x 910 x 720	2360 x 910 x 720	2250 x 825 x 690	2000 x 825 x 620

Автоматический индивидуально программируемый струйный массаж:

- ♦ Массаж проводится по 20 (14) анатомическим зонам через 260 (152) дюз ♦ 10 (5) встроенных программ, 10 (5) свободных ячеек для создания и сохранения индивидуальных программ терапии ♦ Возможность проведения массажа с повышающимся массажным давлением ♦ Индивидуальная регулировка массажного давления, индивидуальная установка зон массажа последовательности ♦ Уровень шума при проведении массажа не превышает 73 дБ (А) ♦ Индивидуально программируемое время терапии

Воздушно-пузырьковый массаж «Жемчужное дно»

- ♦ 50 независимых воздушных дюз, встроенных в дно ванны ♦ Воздушно-пузырьковый (жемчужный) массаж можно проводить как независимую процедуру или комбинировать с другим видом массажа ♦ Возможно проведение ароматерапии

Встроенное устройство для ротационного вихревого и вакуумного массажа живота:

- ♦ Специальная дуга подключения, гибкая, поворачивается на 360° ♦ Многоструйная дюза 130 мм ♦ Быстроразъемное соединение с самозакрывающимся клапаном

Встроенное устройство для проведения ручного подводного душа-массажа:

- ♦ Массажный шланг высокого давления ♦ 6 сменных дюз разного диаметра

Устройство массажа воротниковой зоны

- ♦ Встроенные в монолитную подушку эргономичной формы дюзы ♦ Крепление подушки к корпусу с помощью присосок