

ВИХРЕВАЯ ВАННА ДЛЯ НОГ CASCADE (Chirana, Словакия)



Сидячая вихревая ванна CASCADE представляет собой изделие, предназначенное, главным образом, для массажа нижних конечностей. Высокоэффективное вихревое воздействие воды способствует лечению посттравматических состояний, воспалительных процессов, расстройств нервной системы, состояний истощения нервно-мышечного аппарата нижних конечностей и также восстановлению организма после чрезмерного физического напряжения.

Эффективность двухконтурной системы регулируемых сопел, которые направляют поток воды на соответствующие места нижних конечностей, обеспечивает максимальное лечебное воздействие. Эффект массажа усиливается с помощью примеси воздуха, захватываемого потоком воды.

Основное оснащение:

- ♦ 23 гидромассажных форсунок распределенных в 3 цепи тока
- ♦ Регулировка давления гидромассажных форсунок
- ♦ Плавная регулировка количества добавляемого воздуха в гидромассажные форсунки
- ♦ Цифровой датчик и текущее изображение температуры воды в ванне
- ♦ Цифровой датчик и текущее изображение температуры подаваемой воды
- ♦ Защита насоса против запуска без воды
- ♦ Простое управление прибора с помощью клавиатуры с 8 местным LED дисплеем
- ♦ Возможность установить время процедуры 0-99 минут
- ♦ Цифровой датчик и текущее изображение давления воды в системе
- ♦ Душ для очистки ванны со стоп-клапаном
- ♦ Промывка гидромассажных форсунок
- ♦ Система полного водоотлива гидромассажной цепи
- ♦ Промывка гидромассажных форсунок
- ♦ Приставная лестница

