

Центрифуги лабораторные Orto Alresa, Испания DLAB, Китай

Компактные, производительные и малошумные центрифуги Orto Alresa и DLAB предназначены для бережного разделения различных неоднородных жидких систем в медицинских и научно-исследовательских лабораториях.

✓ Ключевые особенности

- Тихая работа на максимальной скорости
- Интуитивно понятное меню
- Профили разгона и торможения
- Автоматическая система блокировки крышки



DM0412
DLAB



Unicen 21
Orto Alresa

Технические возможности	DM0412 DLAB	Unicen 21 Orto Alresa
Максимальная скорость, об/мин	4500	4200
Ускорение	2490×g	2 938×g
Максимальная вместимость, мл	12×10, 8×15	28×10
Вес, кг	6	36
Бакет-ротор		•
Угловой-ротор	•	•