

Ветеринарный терапевтический комбайн Chattanooga INTELLECT® VET Combo

Инновационная терапевтическая система INTELLECT® VET Combo представляет собой серьезный научно-технический прорыв в области использования аппаратных физиотерапевтических методов в ветеринарии.

INTELLECT® VET Combo является первой электронной платформой, дающей возможность интегрировать один электротерапевтический прибор в полную терапевтическую систему, позволяющую проводить процедуры: электротерапия, ультразвуковая терапия, комбинированная и лазерная терапия (опция).

Функциональные характеристики:

- 🐾 Цветные графические анатомические и патофизиологические атласы для собак и лошадей
- 🐾 Система клинических протоколов, содержащая набор используемых форм токов и ультразвуковых волн, схемы расположения электродов для собак и лошадей
- 🐾 Возможность сохранения более 100 терапевтических протоколов, разработанных врачом
- 🐾 Библиотека форм токов, подробное описание форм используемых токов с рекомендациями к применению и расположению электродов
- 🐾 Более 25 форм токов
- 🐾 Ультразвуковая терапия 1 и 3 МГц в постоянном и импульсном режимах
- 🐾 Проведение комбинированной терапии: электролечение и ультразвуковая терапия
- 🐾 2 независимых электротерапевтических канала
- 🐾 Система электронных карт пациента и система управления данными пациента
- 🐾 Эргономические ультразвуковые головки 1 см², 2 см², 5 см², 10 см² с контролем контакта, световой и звуковой индикацией, подогревом головки перед процедурой
- 🐾 Возможность использования электродов любых производителей
- 🐾 Прибор приспособлен для размещения на столе, физиотерапевтической тележке или в специальной транспортной сумке
- 🐾 Возможность работы от аккумуляторных батарей (опция)
- 🐾 Модуль вакуумной терапии (опция)
- 🐾 Модуль лазерной терапии (опция)



Технические характеристики:

Безопасность	I класс, тип BF (электротерапия), тип В (ультразвуковая терапия)
Стандарт безопасности	IEC 60601-1, 60601-1-2, 60601-10, 60601-2-5 (комбинированный блок)
Размеры	330 x 240 x 290 мм
Масса	3,2 кг