



Цистофиброскоп

Волоконный цистоскоп, который отвечает потребностям современных урологов в скорости и эффективности диагностических, терапевтических и неотложных процедур. Сочетает в себе превосходное качество изображения, надежность и долговечность.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Технология сверхтонких фиброоптических волокон
- Высокая устойчивость к появлению «битых пикселей»
- Используется как со стационарным, так и с портативным источником света
- Эргономичная рукоятка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

FCY – 15RBS

Диаметр вводимой трубки, мм	4,9
Диаметр рабочего канала, мм	2,1
Длина рабочей части, мм	400
Общая длина, мм	680
Поле зрения, град	125°
Поле зрения в воде, град	83°
Изгиб дистального конца:	
- вверх	220°
- вниз	120°
Глубина резкости, мм	3 - 50