

Видеокольпоскопы С6 / С6А (HD)

Современное оборудование со светодиодной системой освещения и естественной цветопередачей для диагностики состояния шейки матки. Благодаря непревзойденному качеству и четкости визуализации подходят для оснащения лечебного учреждения любого уровня.

Основные преимущества

Камера SONY®
высокого разрешения

Ручной режим,
автофокусировка

Двойное кольцо
светодиодов

Электронный
зеленый фильтр

Захват изображения

Увеличение
и уменьшение
изображения

Регулировка
угла наклона

Управление
одной рукой



- Автоматический баланс белого
- Таймер теста на реакцию на уксусную кислоту и йод для выявления дисплазии шейки матки
- Инновационная система оценки R-Way выявляет изменение цвета шейки матки для интерпретации стадии заболевания
- Дистанционное управление захватом изображения и удобная раскладка клавиатуры

- Уникальная система с 12 SMD светодиодами с регулировкой интенсивности и уровня яркости (модель С6 HD/С6А HD)
- Рабочая станция со встроенным компьютером и светодиодным экраном (модель С6)
- Ножной переключатель
- Различные варианты стоек



Технические характеристики

	C6	C6A	C6 HD / C6A HD
Увеличение, крат	1-36	1-36	1-50
Рабочее расстояние, мм	200-300	200-300	200-300
Освещенность, лк	>2500	>2500	>3000 на 30см
Режимы визуализации	белый свет (3 уровня), электронный зеленый фильтр (3 уровня)		
Поле обзора	3X≥ ϕ 100 мм(275мм) OR≥20.5° 18X≥ ϕ 15 мм(275мм) OR≥3°		
Матрица, пикселей	440 000	440 000	440 000
Разрешение системы, ТВЛ	500	500	900
Пространственное разрешение, пар линий/мм	14		
Режим фокуса	ручной, автоматический		
Функция увеличения/уменьшения	•	•	•
Таймер теста на реакцию на йод и уксусную кислоту	•	•	•
Управление данными пациента	•	•	•
Отображение результатов в реальном времени	•	•	•
Функция стоп-кадр изображения	•	•	•
Баланс белого	ручной, автоматический		
Интегрированный компьютер	•		

Программное обеспечение

Позволяет управлять базой данных пациента, просматривать, копировать, печатать и проводить дополнительные анализы:

- Управление данными о пациенте
- Пошаговое руководство по проведению кольпоскопии для специалиста
- Встроенная система маркировки и анализа
- Экспорт отчета в формате PDF, печать отчетов на внешнем принтере

Программное обеспечение управления данными пациента

