

ДОРНЬЕ КОМПАКТ СИГМА МОДУЛЬНЫЙ ЛИТОТРИПТОР



Компакт Сигма представляет собой универсальный модульный литотриптор. Электромагнитный генератор ударных волн (EMSE), используемый в изделии, разработан на основе накопленных знаний и профессионального опыта. В сочетании с предоставляемыми дополнительными комплектующими, такими как С-дуги, ультразвуковые сканеры и автоматизированный операционный стол, данное устройство с легкостью трансформируется в многофункциональную рабочую станцию.



ГИБКОСТЬ

Удобное и легкое позиционирование терапевтической головки и совместимость с применяемыми методами лечения.

Технология, лежащая в основе устройства, обеспечивает максимальный комфорт пациенту и позволяет врачу оптимальным образом проводить манипуляции.



- Пациенты находятся в комфортном положении, лежа на спине, благодаря гибкому позиционированию терапевтической головки «над столом» или «под столом».
- Использование стола для пациента Relax+ предоставляет полный спектр возможностей для проведения различных процедур, избавляя от необходимости перемещать пациента из помещения в помещение или со стола на стол во время операции.
- Возможность осуществления всего спектра процедур при литотрипсии обеспечивается использованием множества совместимых рентгеновских С-дуг и выбором ультразвуковой визуализации с возможностью использования как outline-датчика, так и системы локализации FarSight.

ТОЧНОСТЬ

Простая и точная калибровка С-дуги и Dornier Compact Sigma.



- QuickLinx™, встроенная оптическая система регулирования положения Dornier, позволяет подключать С-дуги от известных производителей без необходимости механического соединения.
- Простая калибровка позволяет сократить время на подготовку к процедуре.
- Три лазерных указателя контролируют позицию С-дуги относительно Dornier Compact Sigma. Это позволяет быстро выявить случайное смещение или расстройство фокуса С-дуги.

МОБИЛЬНОСТЬ

Универсальность изделия обеспечивается благодаря компактности и подвижности. Компактная конструкция оборудования разработана с целью адаптации системы к процедурным помещениям различного размера, назначения, а также, в целом, для максимально эффективного использования вашего медицинского учреждения.



- Исключение несогласованности в расписании и необходимости в специализированном помещении позволяет увеличить возможности вашего учреждения в отношении приема большего числа пациентов в течение всего рабочего времени.
- Подвижная сегментированная консоль терапевтической головки и небольшие габариты литотриптера обеспечивают удобство хранения и транспортировки оборудования.
- Для защиты вашего приобретения от износа при перемещении, используйте твердое напольное покрытие и рампу из набора для транспортировки Dornier.

Дорнье МедТех разрабатывает инновационные и целевые продукты, предназначенные для удовлетворения потребностей медицинских учреждений, хирургических центров, университетов, частных и государственных урологических практик и поставщиков по всему миру.

