

ОПЕРАЦИОННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Операционные светильники DIXION Convelar обеспечивают необходимый уровень освещения хирургического поля. В зависимости от типа, могут использоваться в смотровых, перевязочных и операционных. Благодаря особой конструкции отражателей достигается максимальный бестеневой эффект даже при частичном затенении.

Два варианта источников света: галогеновые лампы и светодиоды.

- Пульт управления с сенсорным экраном
- Возможно оснащение камерой высокого разрешения
- Аккумуляторная батарея опционально

ХИРУРГИЯ



	Convelar 1677	Convelar 1675	Convelar 1655	Convelar 1670	Convelar 1650	Convelar 1607	Convelar 1605
Потолочный 2-х купольный	•	•	•				
Потолочный 1- купольный				•	•		
Передвижной						•	•
Регулировка освещенности	•	•	•	•	•	•	•
Сенсорный пульт управления (в версии LED)	•	•	•	•	•		
Регулировка цветовой температуры (в версии LED)	•	•	•	•	•		
Эндоскопическая подсветка	•	•	•	•	•		