

DIXION ST

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

Рабочие места оториноларинголога:

Dixion ST-E 500

Dixion ST-E 600

Кресло пациента:

Dixion ST-E 250



DIXION

РАБОЧИЕ МЕСТА ВРАЧА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА

Многофункциональный комплекс DIXION ST - это унифицированное рабочее место врача-оториноларинголога, которое даёт возможность специалисту оказывать пациентам медицинскую помощь в одном кабинете. Удачный выбор ЛОР-комбайна позволит увеличить пропускную способность лечебного кабинета, снизить трудоемкость и повысить эффективность работы оториноларинголога.



СВЕТОДИОДНЫЙ
ОСВЕТИТЕЛЬ




РАСПЫЛИТЕЛИ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ



ВАТОДЕРЖАТЕЛИ



АСПИРАТОР,
ПИСТОЛЕТ
ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ УХА,
РУКОЯТКА РАСПЫЛИТЕЛЕЙ



НЕГАТАСКОП



ДЕРЖАТЕЛЬ
ВИДЕОЭНДОСКОПИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ



ДЕРЖАТЕЛЬ
ЭНДОСКОПОВ



СБРОС ОТХОДОВ
И ИСПОЛЬЗОВАННОГО
ИНСТРУМЕНТА



DIXION ST-E500



- ❖ Регулируемый по высоте, углу наклона и повороту осветитель
- ❖ Бесшумные компрессор и аспиратор
- ❖ Возможность дооснащения эндоскопическим оборудованием и системой визуализации

DIXION ST-E600



- ❖ Плавная ручная регулировка давления в распылителе и аспираторе
- ❖ Панель управления осветителем, устройством для подогрева инструментов, эндоскопов и зеркал
- ❖ Возможность дооснащения эндоскопическим оборудованием и системой визуализации

DIXION LED



Сфокусированный луч налобного осветителя Dixon LED позволяет врачу увидеть реальную картину состояния тканей, не искаженную рассеянным светом.

- ❖ Светодиодная технология освещения
- ❖ Мощность светодиодной лампы: 3 Вт
- ❖ Срок службы светодиода: 50 000 часов
- ❖ Цветовая температура:
 - модель 1 «холодный» свет - 5500 К,
 - модель 2 «теплый» свет - 4000 К
- ❖ Регулировка освещенности
- ❖ Регулировка диаметра светового пятна
- ❖ Работа осветителя от аккумуляторов
- ❖ Универсальное головное крепление - шлем
- ❖ Беспроводное крепление аккумулятора на шлеме

	ST-E500	ST-E600
Осветитель на регулируемом кронштейне	LED	LED
Воздушный компрессор	•	•
Вакуумный насос	•	•
Распылители лекарственных средств	•	•
Устройство для нагрева зеркал и инструментов	•	•
Инструментальные лотки	•	•
Ватодержатель	•	•
Емкость для сбора секрета	•	•
Держатель налобного осветителя	•	•
Стул врача	•	•
Негатоскоп	•	•
Система сброса отходов и использованного инструмента	•	•
Держатель жестких эндоскопов	•	•
Система орошения с подогревом воды: <ul style="list-style-type: none"> • ирригатор • пистолет для подачи воды/воздуха • тюльпан для промывки полости уха 	•	•
Выдвижная поверхность		•
Увеличенная рабочая поверхность		•
Полка для размещения компьютера		•
Выдвижной ящик		•
Кресло пациента Dixon ST-E250	○	○
Налобный осветитель	○	○
Жесткие эндоскопы	○	○
Система визуализации	○	○

○ - опция

СТУЛ ВРАЧА



Стул врача на колесах создает максимум комфорта для специалиста. Обивка стула выполнена из износостойкого материала и выдерживает ежедневную обработку дезинфицирующими средствами.

Устойчивая и надёжная конструкция стула выдерживает нагрузку до 140 килограмм. Модель оснащена вращающимися вокруг своей оси колесами, которые обеспечивают её мобильность на любой поверхности.

Регулировка высоты стула осуществляется при помощи гидравлического механизма.

КРЕСЛО ПАЦИЕНТА DIXION ST-E250

Удобное электромеханическое кресло для оториноларингологических манипуляций с функциональным дизайном. Подголовник, сиденье и спинка кресла выполнены из прочной искусственной кожи и выдерживают ежедневную обработку дезинфицирующими средствами. Положение «операционный стол» позволяет использовать кресло для оперативных вмешательств.



DIXION

Телефоны: +7(495) 780-07-93, 921-44-95, 8 (800) 100-44-95 (звонок бесплатный)

e-mail: info@dixon.ru, www.dixon.ru