



DM0412

## Центрифуги для пробирок малого объема DLAB, Китай

Центрифуги DLAB для малых объемов до 15 мл предназначены для бережного разделения мочи, крови, лимфы и других неоднородных жидких систем. Лабораторная центрифуга DLAB DM0412 применяется в медицинской и ветеринарной практике, а также в научно-исследовательских лабораториях.



### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Вместимость, мл: 12x10, 8x15
- Высокие скорости до 4500 об/мин
- Ускорение до 2490xg
- Вес: 6 кг



### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Мощный бесщеточный двигатель
- Профили разгона и торможения
- Интуитивно понятное меню
- Тихая работа на максимальной скорости
- Мягкое торможение на низких скоростях

