

Высокое качество стало доступным



Микроцентрифуги для пробирок до 5 мл, DLAB (Китай)

Компактные высокоскоростные центрифуги идеально подходят для молекулярно-биологических, клинических, ПЦР/ДНК-исследований.

Основные преимущества

- Высокие скорости до 15 000 об/мин и ускорения до $21\,380 \times g$
- Мощный бесщеточный двигатель
- Короткое время разгона — 11 с
- Передовой хладогент, охлаждающий камеру до $-20\text{ }^\circ\text{C}$ (D 1524 R)
- Автоматическая внутренняя диагностика
- Таймер 30 с – 99 мин
- Функция кратковременного центрифугирования
- Ресурс не менее 7 лет



Технические характеристики

Модель	D1008	D2012Plus	D3024	D1524R
Макс. скорость	7 000 об/мин	15 000 об/мин	15 000 об/мин	
Макс. ускорение	2 680×g	15 100×g	21 380×g	
Вместимость	8×2 мл, 32×0.2 мл	12×0.2/0.5/1.5/2 мл	24×1.5/2 мл, 36×0.5 мл, 4×ПЦР стрипы по 8 мест, 12×5 мл (конус), 18×5 мл (кругл.)	

Stormoff®

Официальный дистрибьютор DLAB

143401, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 4, корп.1, БЦ «Кубик», сектор Г, 8 этаж
Тел./факс: +7 495 780 07 95, +7 495 956 05 57
Email: lab@stormoff.ru, www.stormoff.ru

Высокое качество стало доступным



Центрифуги для пробирок малого объема, DLAB (Китай)

Центрифуги для малых объемов до 100 мл предназначены для бережного разделения мочи, крови, лимфы и других неоднородных жидких систем.

Основные преимущества

- Вместимость до 400 мл, 4×100 мл
- Высокие скорости до 6 000 об/мин и ускорения до 4 020×g
- Мощный бесщеточный двигатель
- Короткое время разгона — 9 с
- Профили разгона и торможения
- Интуитивно понятное меню
- Тихая работа на максимальной скорости
- Мягкое торможение на низких скоростях
- Таймер 30 с – 99 мин
- Широкий выбор роторов и адаптеров



Технические характеристики

Модель	DM0506	DM0412	DM0424	DM0636
				
Макс. скорость	5 000 об/мин	4 500 об/мин	4 000 об/мин	6 000 об/мин
Макс. ускорение	2 350×g	2 490×g	2 500×g	4 020×g
Вместимость	6×1.5–15 мл	8×15 мл, 12×10 мл, 6×50 мл	24×15 мл, 8×15 мл, 12×10 мл, 4×50 мл, 6×15 мл	4×100 мл, 8×50 мл, 16×15 мл, 36×3–7 мл, 30×2 мл, 60×2 мл, 12×ПЦР стрипы, ИФА планшеты, 6×50 мл, 18×5 мл, 8×50 мл, 30×15 мл

Stormoff®

Официальный дистрибьютор DLAB

143401, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 4, корп.1, БЦ «Кубик», сектор Г, 8 этаж
Тел./факс: +7 495 780 07 95, +7 495 956 05 57
Email: lab@stormoff.ru, www.stormoff.ru