

Высокое качество стало доступным



Механические дозаторы, DLAB (Китай)

Компания DLAB представляет широкий спектр высокоточных механических дозаторов. Инструменты DLAB идеально подходят для решения задач рутинного дозирования в любой лаборатории.

Основные преимущества

- 1-, 8- и 12- канальные дозаторы
- Дозаторы переменного и фиксированного объемов
- Легкая, эргономичная конструкция
- Цифровой дисплей
- Полная автоклавируемость
- Плавная регулировка объема
- Кнопка блокировки диапазона
- Посадочный конус с защитным фильтром
- Простота калибровки и обслуживания



Варианты исполнения

Дозаторы	1-канальные	8-и 12-канальные
Диапазон, мкл	0.1–2.5, 0.5–10, 2–20, 5–50, 50–200, 100–1000, 200–1000, 1000–5000	0.5–10, 5–50, 50–300

Stormoff®

Дистрибьютор продукции DLAB

143401, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 4, корп.1, БЦ «Кубик», сектор Г, 8 этаж
Тел./факс: +7 495 780 07 95, +7 495 956 05 57
Email: lab@stormoff.ru, www.stormoff.ru

Высокое качество стало доступным



Электронные дозаторы, DLAB (Китай)

Многофункциональные электронные дозаторы DLAB обеспечивают высокую эффективность и точность дозирования. Влияние человеческого фактора на результаты дозирования исключено полностью.

Основные преимущества

- 1- и 8-канальные
- Лёгкая, эргономичная конструкция
- Высокоточный шаговый двигатель
- Цифровое управление
- Установка параметров 2-мя кнопками
- Режимы аспирации и дозирования
- Режимы смешивания и разбавления
- Регулируемые скорости аспирации и дозирования
- Литий-ионный аккумулятор и 2 режима зарядки
- Самокалибровка через ПК



Варианты исполнения

Дозаторы	1-канальные	8-канальные
Диапазон, мкл	0,5–10, 5–50, 30–300, 100–1000	0,5–10, 10–100, 30–300

Stormoff®

Дистрибьютор продукции DLAB

143401, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 4, корп.1, БЦ «Кубик», сектор Г, 8 этаж
Тел./факс: +7 495 780 07 95, +7 495 956 05 57
Email: lab@stormoff.ru, www.stormoff.ru