



Высокое качество стало доступным



Сравнительная таблица центрифуг DM0424 и DM0408 DLAB (Китай)

Модель	DM0424	DM0408
		
Ротор	Бакетный: 6 × 15 мл Бакетный: 4 × 50 мл Угловой: 24 × 15 мл Угловой: 12 × 10 мл / 8 × 15 мл	Угловой: 8 × 15 мл Угловой: 12 × 10 мл
Скорость вращения, об/мин	500 – 4000	300 – 4000
Шаг установки скорости вращения, об/мин		100
Точность установленной скорости вращения, об/мин		± 100
Максимальное ускорение	2500 × g	1900 × g
Время непрерывной работы, мин		1 – 99
Программы центрифугирования		Кровь – 3200 об/мин, 10 мин Моча – 1800 об/мин, 5 мин Кал – 1300 об/мин, 10 мин
Время разгона / торможения	3 ↑ 4 ↓ шага	25 с ↑ 35 с ↓
Система безопасности		Автоматическая внутренняя диагностика
Двигатель		Бесщеточный постоянного тока
Дисплей	LCD	LED
Габариты (Ш × Г × В), мм	364 × 440 × 268	286 × 367 × 227
Масса, кг	14,5	9,2

Stormoff®

Официальный дистрибьютор DLAB

143401, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 4, корп.1, БЦ «Кубик», сектор Г, 8 этаж
Тел./факс: +7 495 780 07 95, +7 495 956 05 57
Email: lab@stormoff.ru, www.stormoff.ru