


Высокое качество стало доступным



## Сравнительная таблица гематокритных центрифуг DM1224 и DM1424 DLAB (Китай)

Модель	DM1424	DM1224
	 	
Вместимость гематокритного ротора	24 капилляра	
Скорость вращения, об/мин	200 – 14 000 (шаг 10)	500 – 12 000 (шаг 100)
Точность установленной скорости вращения, об/мин	± 20	± 100
Максимальное ускорение	18 620 × g	13 680 × g
Время непрерывной работы	30 с – 99 мин	10 с – 99 мин
Система безопасности	Блокировка крышки, датчик превышения скорости, датчик перегрева, автоматическая внутренняя диагностика, автоматическая идентификация ротор	Блокировка крышки
Двигатель	Бесщеточный постоянного тока	
Дисплей	LCD	
Время разгона / торможения	30 с ↑ 30 с ↓	40 с ↑ 40 с ↓
Габариты, мм	280 × 364 × 274	7480 × 364 × 213 мм
Масса, кг	10	
Дополнительные возможности		
Переключатель скорость/ускорение	Есть	
Функция звукового оповещения	Есть	
Функция кратковременного центрифугирования	Есть	

**Stormoff**®

Официальный дистрибьютор DLAB

143401, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 4, корп.1, БЦ «Кубик», сектор Г, 8 этаж  
Тел./факс: +7 495 780 07 95, +7 495 956 05 57  
Email: lab@stormoff.ru, www.stormoff.ru