

## Дефибрилляторы DIXION, Южная Корея



### ДЕФИБРИЛЛЯТОРЫ



	HD-1	Heart PAD
Бифазный	•	•
Дефибриллятор-монитор	•	•
AED	•	•
Режимы управления – ручной / полуавтоматический	•	•
Режимы управления – автоматический		•
Выбор уровня разряда вручную	•	
Дисплей	7" (800x460)	
Вес, кг	5	2,4
Энергия разряда, Дж	до 200	до 150
Время набора энергии, с	7	10
3/5 отведений ЭКГ	•	
12 отведений ЭКГ	○	
Кардиосинхронизация	•	•
SpO2	○	
НИАД	○	
Водитель ритма	○	

○- опция