

Дефибрилляторы ZOLL Medical, Германия



	X-series	R-series	M-series	AED Pro	AED Plus
Бифазный	•	•	•	•	•
Дефибриллятор-монитор	•	•	•		
AED				•	•
Режимы управления – ручной / полуавтоматический	•	•	•		
Режимы управления – автома- тический				•	•
Выбор уровня разряда вручную	•	•	•		
Дисплей	5,6	6,5	6,5	3,8	
Вес, кг	5,4	6,2	7,2	2,9	3,1
Энергия разряда до 200 Дж	•	•	•	•	•
Время набора энергии, с	7	7	7	10	10
3/5 отведений ЭКГ	○	○	○	○	
12 отведений ЭКГ	○	○	○		
Кардиосинхронизация	•	•	•	•	•
SpO2	○	○	○		
НИАД	○	○	○		
Водитель ритма	○	○	○		

○- опция