

ДЕФИБРИЛЛЯТОРЫ

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ

Бифазные дефибрилляторы DIXION с большим экраном созданы для использования как в машине скорой помощи, так и в больнице.

- Синхронизированная кардиоверсия
- Лёгкий вес
- Автоматический режим



	HD-1	Heart PAD
Бифазный	•	•
Автоматический режим (AED)	•	•
Выбор уровня разряда вручную	•	
Дисплей 7" (800x460p)	•	
Вес 5,2 кг	•	
Вес 2,4 кг		•
Энергия разряда до 200 Дж	•	
Энергия разряда до 150 Дж		•
Время набора энергии 7 с	•	
Время набора энергии 10 с		•
3/5 отведений ЭКГ	•	
12 отведений ЭКГ	○	
Кардиосинхронизация	•	
SrO ₂ опция	○	
НИАД опция	○	
Водитель ритма	○	

○ — опция