

Дефибрилляторы Dixion, Южная Корея

Созданы с использованием передовых технологий для обеспечения наиболее быстрой реанимации и удобства применения в самых экстренных ситуациях.

✓ Ключевые особенности:

- Предустановленные электроды
- Влагостойкость
- Пошаговая инструкция при выполнении дефибрилляции, текстовые и голосовые подсказки
- Возможность передачи и анализа событий при помощи специального ПО

HD-1



Heart PAD



Функциональные и технические возможности

	HD-1	Heart PAD
Режим работы	Полуавтоматический, ручной	Полуавтоматический
Усеченная экспоненциальная бифазная форма импульса	•	•
Энергия max, Дж	200	150
Количество дефибрилляций	100 (200 Дж)	200 (150 Дж)
Тип электродов	Многоразовые/одноразовые	Одноразовые
Отображение информации	Цветной LCD-экран	Дисплей статусов

Дефибрилляторы «Аксион», Россия

Дефибрилляторы «Аксион» — это надежные и эффективные устройства, предназначенные для оказания первой помощи при остановке сердца. Они обеспечивают быструю доставку электрического разряда для восстановления нормального ритма сердца, что может спасти жизнь в критических ситуациях.

✓ Ключевые особенности:

- Интуитивно понятный интерфейс
- Предназначены для использования у взрослых и детей
- Эффективная дефибрилляция за счет бифазного усеченного экспонентального импульса
- Высокая продолжительность работы прибора без подзарядки



ДКИ-Н-11



ДА-Н-01

Функциональные и технические возможности

Ручной режим работы

•

○

Полуавтоматический режим работы

○

•

Бифазный импульс

•

•

Энергия max, Дж

360

200

Тип электродов

Многоразовые

Одноразовые

Отображение информации

TFT дисплей

○ — опция