

Моечно-дезинфицирующие автоматические репроцессоры для гибких эндоскопов Detro Wash Detrox, Турция

Многолетний опыт работы позволяет компании Detrox предоставлять клиентам дезинфекционные решения, сохраняя бережное отношение к экологии на всех этапах производства.

Функциональные возможности

- Обработка одновременно до 2 гибких эндоскопов с 3 и более каналами
- Автоматическое приготовление рабочих растворов или применение многоразовых готовых растворов
- Тест на герметичность
- Режим самодезинфекции машины
- Сушка эндоскопа воздухом и спиртом
- Встроенный принтер для документирования процесса
- Подключение гибких эндоскопов разных производителей: Olympus, Fujinon, Pentax, Karl Storz, Aohua, SonoScape




Преимущества использования Detro Wash

- Значительное сокращение времени и затрат на обработку эндоскопа
- Продление срока службы эндоскопа
- Практически полностью исключается контакт персонала с дезинфицирующими средствами
- Автоматические программы и возможность выбора оптимального алгоритма обработки в зависимости от требований конкретного ЛПУ
- Возможность обработки в одном аппарате разные по виду исследований гибкие эндоскопы (например: колоноскопы и бронхоскопы), за счет двух баков для многоразовых дезинфицирующих средств

Емкость баков

Вода, л	15
Детергент, л	5
Дезинфектант 1 бак, л	15
Дезинфектант 2 бак, л	15
Концентрированный дезинфектант, л	5
Водный раствор спирта, л	5
Максимальная номинальная мощность, Вт	1800



Модель	На 1 эндоскоп	На 2 эндоскопа	1 Бак	2 Бака	У/Ф лампа	Подогрев дезинфектанта	Принтер
5001	•			•			
5002	•			•	•		
5003	•			•		•	
5004	•			•			•
5005	•			•	•	•	
6001	•			•		•	•
6002	•			•	•		•
6003	•			•	•	•	•
6004	•		•				
6005	•		•		•	•	•
7001		•		•			
7002		•		•	•		
7003		•		•		•	
7004		•		•			•
7005		•		•	•	•	
8001		•		•		•	•
8002		•		•	•		•
8003		•		•	•	•	•
8004		•	•				
8005		•	•		•	•	•