

Моечно-дезинфицирующие машины для гибких эндоскопов Detro Healthcare, Турция

Машины Detro Wash обладают рядом уникальных функций, обеспечивают надежную и качественную обработку, позволяют значительно уменьшить контакт персонала с парами и растворами дезинфицирующих средств и предотвратить их негативное воздействие на здоровье.



Detro Wash

✓ Ключевые особенности

- Подогрев дезинфектантов
- Мойка и дезинфекция (ДВУ) гибких эндоскопов
- Сушка эндоскопа воздухом и спиртом
- Возможность документирования процесса (принтер)
- Ультрафиолетовая лампа для очистки воды
- Тест на герметичность

⚙ Функциональные возможности

- Обработка одновременно до 2 гибких эндоскопов
- Использование «традиционных» дезинфектантов и детергентов
- Подключаемые адаптеры: Olympus, Fujinon, Pentax, Karl Storz, Aohua, SonoScape
- Система самодезинфекции

Модель/ функции	50 01	50 02	50 03	50 04	50 05	60 01	60 02	60 03	60 04	60 05	70 01	70 02	70 03	70 04	70 05	80 01	80 02	80 03	80 04	80 05	
1 эндоскоп	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+											
2 эндоскопа											+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1 бак									+	+										+	+
2 бака	+	+	+	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Уф-лампа		+			+		+	+		+		+			+		+	+			+
Подогрев дезсредств			+		+	+		+		+			+		+	+		+			+
Принтер				+		+	+	+	+	+				+		+	+	+	+	+	+