


ДИАГНОСТИКА

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ

Stormoff®



ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФЫ	2
СТРЕСС-СИСТЕМЫ	4
ВЕЛОЭРГОМЕТРЫ И БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ	5
АППАРАТЫ ХОЛТЕРОВСКОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ	6
СУТОЧНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ	7
СПИРОМЕТРЫ	8
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ СИСТЕМЫ	10
РЕНТГЕНОГРАФИЯ И РЕНТГЕНОСКОПИЯ	16
МАММОГРАФИЯ	19
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ	20
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ	21
ПРИНТЕР С ТЕХНОЛОГИЕЙ ТЕРМОПЕЧАТИ И РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ ВРАЧА-РЕНТГЕНОЛОГА	22
СИСТЕМЫ ИНЪЕКЦИИ КОНТРАСТНОГО ВЕЩЕСТВА ДЛЯ МРТ/КТ	23
БИОХИМИЧЕСКИЕ И ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ АНАЛИЗАТОРЫ	24
АНАЛИЗАТОРЫ ГАЗОВ КРОВИ, ЭЛЕКТРОЛИТОВ И КАРДИОМАРКЕРОВ	25
ИФА-АНАЛИЗАТОРЫ И КОАГУЛЯТОРЫ	26
АНАЛИЗАТОРЫ СОЭ И АНАЛИЗАТОРЫ МОЧИ	27
МИКРОСКОПЫ И ЦЕНТРИФУГИ	28

Электрокардиографы Dixon, Россия



ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФЫ



	ECG-1003	ECG-1006	ECG-1012	ECG-1012 Exp
Количество каналов	3	3,6	6,12	6,12
Цветной дисплей	•	•	•	•
Проведение стресс-теста				•
Интерпретация	•	•	•	•
Подключение к ПК	•	•	•	•
Автоматическая детекция аритмии	•	•	•	•
Поворотный дисплей	•			•
Полноформатная алфавитно-цифровая клавиатура		•	•	•
Диапазон измерения ЧСС 30-300 уд/мин	•	•	•	•

Электрокардиографы GE Healthcare, США



	Mac 2000	Mac 600
Количество каналов	12	3
Цветной дисплей	•	•
Интерпретация	•	•
Подключение к ПК	•	
Передача данных на SD-карту	•	•
Автоматическое подавление помех	•	
Сканер штрих-кода	●	
Встроенная память на 200 ЭКГ	•	
Полноформатная алфавитно-цифровая клавиатура	•	
Диапазон измерения	•	•

● - опция

Электрокардиографы BTL, Великобритания

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФЫ

L-серия



	08 LC Plus	08 LC	08 LT Plus	08 LT
Количество каналов	12	12	12	12
Цветной дисплей	8,4"	8,4"	5,7"	5,7"
Проведение стресс-теста	○	○	○	○
Спирометрия	○	○	○	○
Интерпретация	○	○	○	○
Подключение к ПК	○	○	○	○
Комбинированная алфавитно-цифровая и функциональная клавиатура	•	•	•	•
Формат бумаги для печати	A4	A5	A4	A5
Определение кардиостимулятора	•	•	•	•
Индикация контакта каждого электрода	•	•	•	•
Диапазон измерения ЧСС 30-300 уд/мин	•	•	•	•

○ - опция

M-серия



	08 MT Plus
Количество каналов	3, 6, 12
Цветной сенсорный экран	5,7"
Проведение стресс-теста	○
Интерпретация	○
Подключение к ПК	○
Комбинированная алфавитно-цифровая и функциональная клавиатура	•
Формат бумаги для печати	A4
Определение кардиостимулятора	•
Индикация контакта каждого электрода	•
Диапазон измерения ЧСС 30-300 уд/мин	•

○ - опция

S-серия



	08 SD6	08 SD3	08 SD1
Количество каналов	6	3	1
Графический дисплей	•	•	•
Проведение стресс-теста	○	○	
Интерпретация	○	○	
Подключение к ПК	○	○	
Комбинированная алфавитно-цифровая и функциональная клавиатура	•	•	•
Ширина бумаги для печати, мм	58	58	58
Определение кардиостимулятора	•	•	•
Индикация контакта каждого электрода	•	•	•
Диапазон измерения ЧСС 30-300 уд/мин	•	•	•

○ - опция

Стресс-система Dixon, КНР



	ST-1212
Два варианта: проводная/беспроводная передача ЭКГ	•
ПО для стресс-теста	•
Компьютерный электрокардиограф	•
Персональный компьютер	•
Принадлежности для стресс-теста	•
Велоэргометр/беговая дорожка	•
Алгоритмы фильтрации шумов и выравнивания изолинии	•
Количество отведений, выводящихся на дисплей	3, 6, 12
Отображение на дисплее ST трендов	•
Анализ усредненных комплексов, трендов и полной записи ЭКГ	•
Выявление аритмий	•
Встроенные протоколы/возможность создания собственных	•
Готовые формы отчетов	•

Стресс-система GE Healthcare, США



	Case
ПО для стресс-теста	•
Компьютерный электрокардиограф	•
Персональный компьютер	•
Принадлежности для стресс-теста	•
Велоэргометр/беговая дорожка	•
Алгоритмы фильтрации шумов и выравнивания изолинии	•
Количество отведений для мониторинга	3, 6, 12, 15
Количество отведений на экране	3, 6
Отображение на дисплее ST трендов	•
Анализ усредненных комплексов, трендов и полной записи ЭКГ	•
Выявление аритмий	•
Готовые формы отчетов	•
Хранение данных на жестком диске или в локальной сети	•

Велоэргометр GE Healthcare, США



	eBike Basic	eBike Comfort
Регулировка нагрузки в диапазоне от 20 до 999 Вт	•	•
Количество оборотов в минуту – не зависит от нагрузки	•	•
Возможность двойного управления (велоэргометр, компьютер)	•	•
Скорость 30-130 об/мин	•	•
Регулировка высоты сидения	механическая	электропривод
Адаптация рукояток руля 360°	•	•
Расширенная регулировка (для детей и спортсменов)	•	•
Отображение настроек сидения на цифровом дисплее	•	•
Тренды нагрузки и ЧСС на дисплее	•	•
Встроенные протоколы эргометрии	•	•
Автоматический измеритель АД	●	●

● - опция

Велоэрогметр Dixon, КНР



	Велоэргометр
Регулировка нагрузки в диапазоне от 20 до 999 Вт	•
Количество оборотов в минуту – не зависит от нагрузки	•
Скорость 30-130 об/мин	•
Регулировка высоты сидения	•
Адаптация рукояток руля 360 °	•
LCD экран	•
Встроенные протоколы эргометрии	•
Допустимая нагрузка до 180 кг	•


Беговые дорожки Dixon, КНР и BTL, Великобритания




	Беговая дорожка Dixon	08 Treadmill BTL
Электропривод	•	•
Встроенный интерфейс RS232 для подключения к ПК	•	•
Плавная регулировка угла наклона	•	•
Плавная регулировка скорости движения ленты	•	•
Кнопка экстренной остановки	•	•
Контрольная панель (дисплей)	•	●

● - опция

АППАРАТЫ ХОЛТЕРОВСКОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ



CARDIO DAY HOLTER



Суточный монитор артериального давления BTL, Великобритания



СУТОЧНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

	CARDIOPOINT-ABPM
Продолжительность измерения артериального давления, часов	24, 27, 48, 51
Осциллометрический метод «ступенчатого выкачивания»	•
Бесшумная работа	•
Большой ЖК-дисплей	•
Объем памяти, измерений	600
Точность	± 3 мм рт. ст./2% от измеряемой величины
Манжеты малого, стандартного и большого размера	•
Автоматическая интерпретация АД в соответствии с АНА, NICE	•

Суточный монитор артериального давления GE Healthcare, США



	Tonoport V
Продолжительность измерения артериального давления, часов	24, 48
Осциллометрический метод «ступенчатого выкачивания»	•
Настройки ночного и дневного режимов измерений	•
Большой ЖК-дисплей	•
Объем памяти, измерений	200
Точность	± 3 мм рт. ст./2% от измеряемой величины
Манжеты малого, стандартного и большого размера	•
Автоматическая интерпретация АД в виде заключений, графиков, трендов, таблиц, диаграмм, текстовой информации	•

Спирометры

Белинтелмед, Беларусь

СПИРОМЕТРЫ



	MAC2-C	MAC2-ПК
Компьютерный стационарный		•
Автономный стационарный	•	
Подходит для детей	•	•
Цветной дисплей	•	
Пневматический двунаправленный датчик потока	•	•
Вдох/выдох	•	•
Тесты: МВЛ, ФЖЕЛ, ЖЕЛ, АСТ, САТ, Анимационный	•	•
Калибровочное устройство	○	○
Печатающее устройство	○	○
Бронходилатационная проба	•	•
Функциональная проба	•	•
Провокационная проба	•	

○ - опция

Спирометры Chest, Япония



СПИРОМЕТРЫ



	CHESTOGRAPH HI-101	CHESTOGRAPH HI-105	CHESTOGRAPH HI-801
Стационарный/портативный	•	•	•
Подходит для детей	•	•	•
Цветной дисплей	•	•	•
Датчик потока	•	•	•
Сменные головки датчиков	•	•	•
Стерилизуем частично/полностью	•	•	•
Встроенный аккумулятор	•	•	•
Передача данных на ПК	•	•	•
Печатающее устройство	•	•	•
Измеряемые параметры:			
Жизненная емкость легких	•	•	•
Форсированная жизненная емкость легких	•	•	•
Максимальная произвольная вентиляция легких	•	•	•
Минутная вентиляция легких		•	•
Тесты с бронхопрепаратом	•	•	•

Первичная ультразвуковая диагностика GE Healthcare, США

Versana Premier



УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ СИСТЕМЫ

Доступность и удобство;
Улучшенное качество изображения.

*Первичная ультразвуковая диагностика
высокого качества*

- Режим многолучевого составного сканирования
- Органоспецифический режим получения изображений и подавления артефактов

- Фазовая инверсная тканевая гармоника
- Режим виртуального конвекса



Versana Essential
Мощный, адаптивный,
производительный.



Logiq V2
Качество и универсальность.



Logiq F6
Система среднего уровня с высоким
качеством изображения.

Ультразвуковые системы для общей радиологии, онкологии GE Healthcare, США

Logiq S8



УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ СИСТЕМЫ

Компрессионная эластография;
Эластография сдвиговой волны;
Современные матричные датчики.

Позволяет интенсивно работать в области общей радиологии и междисциплинарных областях, получая изображения премиум качества

- Высокочастотная визуализация гемодинамической картины B-Flow
- Автооконтуривание, расчет объемов новообразований в щитовидной и молочных железах

- Идентификация иглы для биопсии и виртуальный трекинг
- Совмещение изображения разных модальностей



Усовершенствованные датчики



Logiq e
Легкость ноутбука, функциональность консоли.



Logiq P9/Logiq P7
Для быстрых диагностических исследований.

Ультразвуковые системы для исследования сосудов и кардиологии GE Healthcare, США

Vivid E95/Vivid E90



УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ СИСТЕМЫ

Исследования в 3D/4D режимах
в реальном времени такие же простые,
как и традиционные исследования.

*Выдающиеся возможности клинической
практики каждый день*

- Пакет приложений для 4D TEE
- Автоматические настройки в зависимости от глубины сканирования Smart Depth

- Количественная оценка смещения сердечной мышцы TVI
- Опция количественной обработки данных, полученных в процессе проведения контрастных исследований QA Quantitative



Vivid T8/Vivid T9

Функциональность при оптимальном
уровне расходов.



Vivid iq

Создан для решения экспертных
задач.



Vivid S70/Vivid S60

Объемная визуализация и чреспищеводные
исследования.

Ультразвуковые системы для акушерства и гинекологии GE Healthcare, США

Voluson E10



- Пакет 3D/4D визуализации
- Позиционирования виртуального источника света HDlive
- Режим «объем в объеме» HDlive Silhouette

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ СИСТЕМЫ

Сверхреалистичное изображение
плода расширяет возможности
изучения внешних и внутренних
анатомических структур.

*Все современные технологии для продвинутой
диагностики*

- Автоматизированный расчет толщины воротникового
пространства и размера четвертого желудочка



Voluson E8/Voluson E6

Экспертный класс для современной
практики.



Voluson S10

4D визуализация в ежедневной
практике.



Voluson S8

Улучшенная эргономика и комфорт.

Ультразвуковые системы высокого и среднего класса Philips, Нидерланды

Affiniti 50



УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ СИСТЕМЫ

Автоматическая регулировка более 7500 параметров благодаря тканеспецифичным предварительным настройкам.

Сочетание превосходных рабочих характеристик и эффективного рабочего процесса

- Отображение ультразвукового изображения на всей диагонали монитора 2D/3D/4D
- Программы компрессионной эластографии

- Перемещаемый искусственный источник освещения TrueVue



ClearVue 550

Быстрое сканирование при большом количестве исследований.



ClearVue 350

Готовность к работе в соответствии с вашими потребностями.



Affiniti 30

Разумные инвестиции.

Ультразвуковые системы экспертного класса Philips, Нидерланды

EPIQ 7



- Анализ данных в 3D эхокардиографии
- Монокристалльные трансторакальные датчики 4D

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ СИСТЕМЫ

Визитная карточка компании Philips.

*Принципиально новый подход к формированию
ультразвуковых изображений*

- Эластография сдвиговой волны, исследования щитовидной
и молочной железы



EPIQ 5

Универсальная экспертная система
с дополнительными возможностями
выполнения технически сложных
исследований.



Affiniti 70

Инновационная УЗ-система для отделений
УЗ-диагностики, работающих с большой
нагрузкой.



CX50

Компактная УЗ-система.

Рентген-аппараты и денситометр GE Healthcare, США

Optima XR646



Дистанционное управление;
Автоматическое протоколирование;
Сенсорный дисплей на излучателе.

*Потолочная система крепления штатива
коллиматора для комфортного
позиционирования ограниченных в движении
пациентов*

- Опция томосинтеза позволяет получать до 60 срезов анатомических структур за одно сканирование
- Функция автоматической сшивки изображения совмещает несколько изображений одной проекции для получения единой комплексной картины

- Двухэнергетическая субтракция дает возможность вычитания из снимка костной или мягкой тканей



Brivo XR575

Цифровая рентгеновская система
типа U-дуга для всех видов
рентгенографических исследований.



Optima AMX 220

Палатный аппарат, обеспечивающий
невероятную простоту в использовании
и легкость рутинных задач.



Lunar iDXA

Денситометр позволяет проводить
исследования переднезадней проекции
позвоночника, бедра, двух бедренных
костей и многое другое.

Рентген-аппараты Philips, Нидерланды

CombiDiagnost R90



РЕНТГЕНОГРАФИЯ И РЕНТГЕНОСКОПИЯ

Работа со сложными случаями
визуализации сердца и сосудов.

*Простота управления, гибкая геометрия
и интегрированные цифровые технологии*

- Технология Grid Controlled Fluoroscopy устраняет фазы нарастания и спада интенсивности пучка, исключая «мягкое» излучение

- Интеллектуальное управление экспозицией проверяет и настраивает параметры исследования в зависимости от плотности тканей пациента



Mobile Diagnost wDR

Палатный цифровой аппарат с
выдвижной системой, обеспечивающей
превосходную видимость.



DigitalDiagnost

Высококласная цифровая
рентгеновская установка с широким
выбором конфигураций.

Рентген-аппараты Dixon, Южная Корея

Redikom



Высокая скорость рабочих процедур, передовое качество изображения, повышенная надежность и минимальная радиационная нагрузка.

Воплощение последних цифровых технологий медицинской визуализации под полным контролем профессионала

- Консоль управления с интерактивным экраном позволяет легко управлять перемещением штатива, задавать параметры экспозиции, контролировать качество изображения

- Автоматическая система позиционирования аппарата



Diamond

Надежный рентгенографический аппарат с минимальной радиационной нагрузкой.



Remodix 9507

Палатный аппарат с превосходными характеристиками визуализации.



Remodix 9507 цифровой

Палатный аппарат, полностью соответствующий современным требованиям цифровой рентгенографии.

Маммографы GE Healthcare, США и BEMEMS Co, Южная Корея

GE Senographe Pristina



- Активная площадь детектора 24 x 29 см
- Томосинтез для обследования женщин с плотной структурой молочной железы
- Вращение ± 180 градусов



GE Senographe Crystal
Высокая скорость исследования
при минимальной дозе.



Bemems Pinkview AT
Оптимальное решение для скрининга
и диагностики.



Bemems Pinkview RT
Бюджетное решение для полноформатной
цифровой маммографии.

МАММОГРАФИЯ

Полноформатная цифровая маммографическая система, открывающая широкие возможности визуализации молочной железы.

Оптимизирует параметры экспозиции на основе свойств ткани молочной железы

- Улучшенная эргономика системы
- Рабочее место Seno Iris разработано для помощи рентгенологам

Компьютерные томографы GE Healthcare, Россия и Philips, Россия

GE Revolution Evo 128 срезов



- Новый интегрированный детектор обеспечивает беспрецедентное качество
- Базовые двухэнергетические возможности

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ

Экспертная кардиология;
Уверенность в работе с трудными
пациентами.

*Упрощает проведение КТ-коронарографии
независимо от профиля пациента*

- Система итеративной реконструкции последнего поколения ASiR-V обеспечивает снижение дозы до 82% без потери качества изображения



GE Optima CT540 16/32
Высокая скорость сканирования.



Philips Ingenuity 64/128
Одна из самых надежных трубок.



Philips MX16 EVO2
Универсальная экономичная система.

Магнитно-резонансные томографы GE Healthcare, США и Philips, Нидерланды

GE Signa Voyager 1,5 Тл



- Высокая скорость исследований
- 45 или 65 каналов

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ

Апертура 70 см;
Высокая скорость исследований;
Широкое поле обзора.

Технология высокоэффективных градиентов

- Встроенный комплект РЧ катушек
- Меньшая занимаемая площадь и меньшее потребление энергии



GE Signa Creator 1,5 Тл, 60 см гентри
Лучший выбор в качестве первой
МРТ системы.



GE Signa Explorer 1,5 Тл, 60 см гентри
Функционал премиум систем.



Philips Ingenia 1,5 Тл
Высокое качество и скорость цифровой
системы, 70 см гентри.

Принтер с технологией термопечати AGFA, Бельгия

ПРИНТЕР С ТЕХНОЛОГИЕЙ ТЕРМОПЕЧАТИ
И РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ ВРАЧА-РЕНТГЕНОЛОГА



Agfa Drystar 5302	
Для КТ, МРТ и цифрового рентгена	•
Отсутствие вращающихся или движущихся частей	•
Прямой путь пленки при печати	•
Загрузка пленки на свету	•
Низкий уровень шума	•
Отсутствие запаха при печати	•
2 лотка	•
5 форматов печати	•

Рабочая станция врача ЛИНС, Россия



ЛИНС Махаон	
Варианты исполнения/конфигураций:	
Рентген и УЗИ	•
Маммография	•
Ангиография	•
Томография	•
Томография 3D	•
Автоматическая транслитерация данных	•
Русскоязычный интерфейс	•
Запись данных на CD, FLASH-носители	•
Совместимость с другими DICOM-станциями	•
Поддержка многомониторных систем	•

Система инъекции контрастного вещества для МРТ Liebel-Flarsheim Company, США



OptiStar ELITE	
Двухколбовый	•
Использование при величине индукции до 3 Тл	•
Управление инжектором с рабочей головки	•
Управление инжектором с консоли из рабочей комнаты	•
Управление инжектором с пульта дистанционного управления	•
Вертикальная стойка	•
Автоматическое распознавание размера шприца	•
Регулируемые параметры при инъекции:	
Скорость вливания	•
Объем	•
Давление	•
Задержка сканирования	•
Задержка инъекции	•
Режим капельного введения физиологического раствора	•

Система инъекции контрастного вещества для КТ Liebel-Flarsheim Company, США



Optivantage DH	
Двухколбовый	•
Самотестирование во время работы	•
Управление инжектором с сенсорного дисплея на рабочей головке	•
Управление инжектором с консоли из рабочей комнаты	•
Регулируемые параметры при инъекции:	
Скорость вливания	•
Объем	•
Предел давления	•
Задержка инъекции	•
Задержка сканирования	•
Задержка фазы	•
Автоматическое заполнение шприцов	•
Подогрев шприцов, °C	37±3
Смешивание контраста и физиологического раствора в заданных пропорциях	•

Биохимические анализаторы Dixon, Россия



БИОХИМИЧЕСКИЕ И ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ АНАЛИЗАТОРЫ



	Torus 1200	Torus 1210
Полуавтоматическая система	•	
Автоматическая система		•
Открытая система реагентов	•	•
Производительность, тестов в час	50	200
Управление	дисплей	ПК
Блок охлаждения реагентов		•
Моющая станция		•
Измеряемые параметры:		
Ферменты	•	•
Субстраты	•	•
Электролиты	•	•
Иммунотурбидиметрические тесты		•

Гематологические анализаторы Dixon, Россия



	Hemalite 1270	Hemalite 1290
Количество измеряемых параметров	21	27
Гистограммы по 3 параметрам	•	•
Скатеграммы		•
Производительность, тестов в час	60	60
Объем образца цельной/капиллярной венозной крови, мкл	9	15
Объем образца крови, режим предилуции, 20 мкл	•	•
Дисплей цветной touch screen	•	•
Память результатов	50 000	50 000

Анализаторы газов крови, кислотно-щелочного состояния и электролитов Edan, Китай и Nova Biomedical, США



	i15 Edan	Stat Profile pHox Ultra
Портативный	•	
Проба: цельная кровь, сыворотка/плазма, смешанная венозная, капиллярная	•	•
Объем пробы, мкл	140	210
Параметры:		
pH, pCO ₂ , pO ₂ , Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻ , Ca ⁺⁺ , Hct, Glu, Lac, SO ₂ %, Hb	•	•
Mg ⁺⁺ , Urea/BUN, Creat, O ₂ Hb, HNB, CONHb, MetHb, tBil		•
Сенсорный цветной ЖК-дисплей	•	•
Время одного исследования, сек	70	120
Автоматическая калибровка	•	•
Сканер штрих-кода	•	•
Встроенный термопринтер	•	•

Аппараты экспресс определения кардиомаркеров Nano-Ditech Corporation, США и Polymer Technology System, США



	NanoChecker-710 Nano-Ditech Corporation	CardioChek PA Polymer Technology System
Проба	Цельная венозная кровь, плазма, сыворотка	Цельная капиллярная или венозная кровь
Объем пробы, мкл	80	15-40
Память прибора, исследований	10000	30
Одновременная обработка нескольких параметров	•	•
Время проведения анализа, мин	<15	1-2
Внешний принтер	●	●
Встроенный аккумулятор	•	•

● - опция

ИФА-анализатор Rayto, Китай



	RT-2100C
Полуавтоматическая система	•
96-луночные планшеты, стрипы	•
Спектральный диапазон 340-850 нм	•
8-канальная оптическая система	•
Время измерения на одной длине волны, сек	5
Время измерения на двух длинах волн, сек	10
Диапазон измерения абсорбции, Abs	0-3,500
Точность установки длины волны, нм	+ 2
Цветной LCD-дисплей	•
Память: 10000 результатов, 500 методик, 100 пациентов	•

Коагулометры Dixon, Россия



	Realite 1201	Realite 1202	Realite 1204
Количество измерительных каналов	1	2	4
Объем пробы 50-200 мкл	•	•	•
Объем реагента 50-100 мкл	•	•	•
Количество позиций для инкубации реагентов	2	3	5
Количество позиций для инкубации проб	4	6	16
Результаты в секундах, %, INR, g/l, mg/dL	•	•	•
Вывод результатов на дисплей/на принтер	•	•	•

Анализатор СОЭ Dixon, Россия



АНАЛИЗАТОРЫ СОЭ И АНАЛИЗАТОРЫ МОЧИ

Westerlite 1230

Производительность 60 тестов в час
Одновременная загрузка до 30 проб
Время анализа 30 или 60 минут
Время Вестергерна
Сенсорный ЖК дисплей
Встроенный термопринтер
Память результатов 200 образцов

•
•
•
•
•
•
•

Анализатор мочи Siemens, США



Clinitek Status Plus

Сухая химия
Количество анализируемых параметров
Производительность, анализов/час
Спектр исследований: глюкоза, билирубин, рН, белок, кетоновые тела, относительная плотность мочи, уробилиноген, эритроциты, лейкоциты, нитриты, микроальбумин, креатинин, ХГЧ
Масса, кг
Автономное питание
Сенсорный ЖК дисплей

•
13
60
•
1,6
•
•

Микроскопы Optika, Италия



МИКРОСКОПЫ И ЦЕНТРИФУГИ



	серия B-200	серия B-300	серия B-500
Планахроматические объективы 4х, 10х, 40х, 100х	•	•	•
Светодиодное освещение	•	•	•
Автоматическая коррекция освещения		•	
Бесконечная оптика	•	•	•
Окуляры, мм	20	20	22
Светлое поле	•	•	•
Темное поле	•	•	•
Поляризация	•	•	•
Флуоресценция	•	•	•
Фазовый контраст		•	•
Револьвер объективов	4-позиционный	5-позиционный	

Центрифуги Sigma Laborzentrifugen, Германия и DLAB, Китай



	2-16P Sigma	DM0412 DLAB
Максимальный объем, мл	450	300
Максимальное ускорение, g	20 627	2 490
Максимальная скорость, об/мин	15 000	4500
Микропробирки и ПЦР	•	
Пробирки для крови	•	•
Культуральные пробирки	•	•
Пробирки до 100 мл	•	
Автоматическое распознавание ротора	•	
Дисплей	•	•
Вес, кг	32	6



Stormoff[®]

info@stormoff.com

www.stormoff.ru

+7 (495) 956-05-57