

## ДЕФИБРИЛЛЯТОРЫ

Бифазные дефибрилляторы DIXION с большим экраном созданы для использования как в машине скорой помощи, так и в больнице.

- Синхронизированная кардиоверсия
- Лёгкий вес
- Автоматический режим



## АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ



	HD-1	Heart PAD
Бифазный	•	•
Автоматический режим (AED)	•	•
Выбор уровня разряда вручную	•	•
Дисплей 7" (800x460р)	•	•
Вес 5,2 кг	•	•
Вес 2,4 кг	•	•
Энергия разряда до 200 Дж	•	•
Энергия разряда до 150 Дж	•	•
Время набора энергии 7 с	•	•
Время набора энергии 10 с	•	•
3/5 отведений ЭКГ	•	•
12 отведений ЭКГ	○	•
Кардиосинхронизация	•	•
SpO <sub>2</sub> опция	○	•
НИАД опция	○	•
Водитель ритма	○	•

○ — опция

**DIXION**