

## ЛОР-КОМБАЙНЫ

ЛОР-комбайны DIXION ST предназначены для диагностики и лечения ЛОР-заболеваний в условиях амбулаторий и стационаров и охватывают значительный набор функций, оптимизируя и облегчая работу врача-оториноларинголога.

- Возможность дооснащения эндоскопическим оборудованием и системой визуализации
- Увеличенная рабочая площадь поверхности для максимально удобного и эффективного использования

## ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ



	ST-E500	ST-E600
Система орошения с подогревом воды	•	•
Встроенный источник холодного света	•	•
Негатоскоп	•	•
Медицинские бутылки для жидких и маслянистых средств	•	•
Вертикальные держатели для инструментов	•	•
Система сброса отходов и использованного инструмента	•	•
Встроенный держатель для дезинфекции и хранения эндоскопов	•	•
Выдвижная поверхность		•
Видеокамера	○	○
Налобный осветитель	○	○
ЛОР-эндоскопия	○	○
Кресло пациента Dixon ST-E250	○	○
Количество модулей	1	2

○ — опция

**DIXION**