

Операционный ветеринарный стол Dixon OL-1200

Ветеринарный операционный стол для использования в ветеринарных клиниках и лабораториях. Электрическая регулировка высоты стола и наклона, управление осуществляется от пульта. Специализированная форма столешницы «V» для ветеринарии.

Функциональные характеристики:

-  Дренажный канал по центру столешницы
-  Рельсы для крепления принадлежностей по всем сторонам стола
-  Аккумуляторная батарея в комплекте
-  Опции: колеса на основании стола, стоматологическая приставка



Технические характеристики:	
Высота	650 – 1250 мм
Размер столешницы	1218 x 568 мм
Грузоподъемность	100 кг, опционально до 150 кг
Материал	нержавеющая сталь
Форма столешницы	«V», угол подъема каждой половины до 70 °
Наклон стола	до 10°, до 40° в разные стороны
Стандарт	EN60601-1-2

Подогревающий матрас на операционный стол

Функциональные характеристики:

-  Размер полотна 620 x 660 мм
-  Внешняя оболочка термоматраса влагонепроницаемая грязеотталкивающая
-  Материал защитного чехла матраса — Автоклавируемый с антибактериальным покрытием
-  Материал корпуса блока электронного управления — ударопрочный, металлический, устойчивый к УФ, защита от капающей жидкости и коррозии
-  Сервоконтроль температуры посредством микропроцессора
-  Сигнализация о перегреве, неисправностях, отключении электропитания и нестандартных ситуациях
-  Время достижения заданной температуры термоизделия при комнатной температуре окружающей среды не более 15 мин
-  Время непрерывной работы устройства до 72 часов
-  Комплектация стандартная: матрас с подогревом, блок управления, сменный чехол-наматрасник – 2 шт.

