

DIXION

ФОТОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ **BABYGUARD**

*Установки для фототерапии
Объемная фототерапия
Лампы на гибком штативе*



DIXION

ФОТОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Фототерапия Dixon BabyGuard представляет собой технические устройства, предназначенные для проведения сеансов лечения гипербилирубинемии у новорожденных и детей в родильных домах, процедурных кабинетах, детских поликлиниках и т.д.

- ❖ Современный источник синего света: высокая интенсивность и однородность, эффективное снижение концентрации билирубина в крови, сокращение продолжительности сеансов;
- ❖ Излучение синего света в диапазоне 400-550 нм;
- ❖ Большая эффективная площадь воздействия;
- ❖ Впечатляющий срок службы светодиодных ламп, значительно сокращающий потребление энергии;
- ❖ Таймер источника облучения отсчитывает общее время работы источника, что позволяет оператору проводить его своевременную замену, обеспечивая надлежащую эффективность фототерапии.

УСТАНОВКИ ДЛЯ ФОТОТЕРАПИИ НА СТОЙКЕ

- ❖ Основные синие светодиоды;
- ❖ Дополнительные желтые светодиоды для смягчения светового излучения;
- ❖ Большая эффективная рабочая область;
- ❖ Два уровня регулировки интенсивности излучения;
- ❖ Активная система охлаждения, предотвращающая перегрев;
- ❖ Совместимость с любым инкубатором;
- ❖ Регулируемый угол наклона и высота, а также (возможность) перемещение модуля относительно центра;
- ❖ Таймер на панели управления;
- ❖ Колёса с блокировкой.

- ❖ Общая интенсивность излучения более 75 мкВт/см²;
- ❖ Срок службы светодиодов ≥ 50000 часов;
- ❖ Цветной ЖК-дисплей 4,3", сенсорное управление с двумя рабочими режимами;
- ❖ Регулировка яркости синего света;
- ❖ Легкая регулировка высоты и угла наклона лампы;
- ❖ Колеса с блокировкой;
- ❖ Возможность использовать лампу с другим неонатальным оборудованием.



ФОТОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ОБЪЕМНАЯ ФОТОТЕРАПИЯ

- ❖ Светодиодный источник синего света 360°;
- ❖ 16 равномерно расположенных синих светодиодных ламп со сроком службы $\geq 50\,000$ ч;
- ❖ Регулировка температуры воздуха;
- ❖ Цветной ЖК-дисплей 5,1";
- ❖ Комфортная стерилизация благодаря продуманной конструкции поворотного механизма;
- ❖ Раздвижная стойка регулирует высоту кровати;
- ❖ Мягкий и приятный на ощупь светопропускающий матрасик с хорошей воздухопроницаемостью.



Выдвижная
кровать



Окошко для
наблюдения



Аварийный
индикатор



Ручное
управление



Регулировка
наклона
кровать



Раздвижная
стойка



ЛАМПА НА ГИБКОМ ШТАТИВЕ

- ❖ Лампа на гибкой ножке позволяет легко регулировать угол наклона в соответствии с клиническими потребностями и проводить фототерапию определенной области на теле новорожденного;
- ❖ Инновационная модель с интуитивно понятным управлением;
- ❖ Цветной сенсорный ЖК-дисплей;
- ❖ Возможность установить лампу на любое неонатальное оборудование.



DIXION

Телефоны: +7 (495) 780-07-93, 8 (800) 100-44-95 (звонок бесплатный)

e-mail: info@dixon.ru, www.dixon.ru