

DIXION

ФОТОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Установки для фототерапии на стойке Dixon XHZ-90P, Dixon XHZ-90S

Лампа фототерапии на гибкой ножке Dixon XHZ-90Q

Аппарат круговой фототерапии Dixon XHZ-200



DIXION

ФОТОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Блок фототерапии представляет собой техническое устройство, предназначенное для проведения сеансов фототерапии при гипербилирубинемии у новорожденных и детей в перинатальных центрах, родильных домах, процедурных кабинетах, детских поликлиниках и т.д.

ОСОБЕННОСТИ ФОТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ СИСТЕМ DIXION:

- ❖ Современный источник синего света: высокая интенсивность и однородность, эффективное снижение концентрации билирубина в крови, сокращение продолжительности сеансов
- ❖ Излучение синего света в диапазоне 400–550 нм
- ❖ Большая эффективная площадь воздействия
- ❖ Впечатляющий срок службы светодиодных ламп более 20 000 часов, значительно сокращающий потребление энергии
- ❖ Таймер источника облучения отсчитывает общее время работы источника, что позволяет оператору проводить его своевременную замену, обеспечивая надлежащую эффективность фототерапии

УСТАНОВКА ДЛЯ ФОТОТЕРАПИИ НА СТОЙКЕ DIXION XHZ-90P

- ❖ Основной источник излучения — синие светодиоды (спектр света 430–470 нм)
- ❖ Дополнительные желтые светодиоды (спектр света 585–595 нм) для смягчения светового излучения
- ❖ 2 уровня регулировки интенсивности излучения
- ❖ Активная система охлаждения, предотвращающая перегрев
- ❖ Совместимость с любым инкубатором
- ❖ Регулировка стойки по высоте
- ❖ Регулируемый угол наклона и расположение облучателя относительно стойки по горизонтальной оси
- ❖ Таймер на панели управления
- ❖ Устойчивое 5-колесное основание с блокировкой
- ❖ Масса — 15 кг



DIXION XHZ-90S

- ❖ Контроллер с сенсорным ЖК-дисплеем 4,3" позволяет быстро задать необходимые параметры терапии
- ❖ Ступенчатая регулировка интенсивности синего света в диапазоне от 0 до 100 %
- ❖ 2 режима отсчета времени — прямой и обратный отсчет
- ❖ Счетчик общей наработки источника излучения
- ❖ Мобильное 4-колесное основание с тормозами позволяет использовать лампу с любым оборудованием
- ❖ Изменение угла лампового модуля для точной регулировки области излучения
- ❖ Регулируемая по высоте стойка
- ❖ Современный дизайн и облегченная конструкция — масса 15,5 кг



ФОТОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



АППАРАТ КРУГОВОЙ ФОТОТЕРАПИИ DIXION XHZ-200

- ❖ Светодиодный источник синего света 360°
- ❖ 16 равномерно расположенных синих светодиодных ламп
- ❖ Возможность независимого включения верхних и нижних источников света
- ❖ Цветной ЖК-дисплей 5,1"
- ❖ Световые и звуковые индикаторы
- ❖ Выдвижная кровать
- ❖ Окошко для наблюдения за пациентом
- ❖ Автоматическая регулировка температуры воздуха
- ❖ Комфортная стерилизация благодаря продуманной конструкции поворотного механизма
- ❖ 2 вида матрасиков: мягкий светопропускающий матрасик с хорошей воздухопроницаемостью и противопролежневый гелевый матрасик
- ❖ Полка для дополнительного оборудования
- ❖ Регулировка высоты основания (опция)



Окошко
наблюдения



Выдвижная
кровать



Аварийный
индикатор



Ручное
управление



Регулировка
наклона



Раздвижная
стойка

ЛАМПА НА ГИБКОЙ НОЖКЕ DIXION XHZ-90Q



- ❖ Ламповый модуль на гибкой ножке с диапазоном регулировки от 0 до 90°
- ❖ Легкая регулировка угла наклона в соответствии с клиническими потребностями
- ❖ Проведение фототерапии определенной области на теле новорожденного
- ❖ Цветной сенсорный ЖК-дисплей с наглядным отображением параметров терапии
- ❖ Проведение сеансов фототерапии с прерываниями
- ❖ Возможность крепления на любом неонатальном оборудовании
- ❖ Самая легкая лампа в линейке — масса всего 3,5 кг



DIXION

Телефоны: **+7 (495) 780-07-93, 8 (800) 100-44-95** (звонок бесплатный)

E-mail: **info@dixion.ru, www.dixion.ru**