

DIXION

ФОТОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Установки для фототерапии на стойке Dixon XHZ-90L, XHZ-90P, XHZ-90S

Лампа фототерапии на гибкой ножке Dixon XHZ-90Q

Аппарат круговой фототерапии Dixon XHZ-200



DIXION

ЛАМПЫ ФОТОТЕРАПИИ DIXION

Блок фототерапии — это современное медицинское устройство, предназначенное для эффективного проведения сеансов фототерапии при гипербилирубинемии у новорождённых и недоношенных детей. Он применяется в перинатальных центрах, родильных домах, процедурных кабинетах и детских поликлиниках, обеспечивая безопасное и результативное лечение маленьких пациентов.

ОСОБЕННОСТИ ФОТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ СИСТЕМ DIXION

- ❖ **Современный источник синего света** — обеспечивает высокую интенсивность и равномерность излучения, эффективно снижает уровень билирубина в крови и сокращает длительность сеансов фототерапии
- ❖ **Оптимальный спектр излучения** — диапазон 400–550 нм гарантирует максимальную эффективность терапии
- ❖ **Широкая зона воздействия** — позволяет охватить большую площадь тела пациента для более эффективного лечения
- ❖ **Долговечные светодиодные лампы** — срок службы превышает 20 000 часов, что снижает затраты на обслуживание
- ❖ **Удобный таймер источника излучения** — фиксирует общее время работы ламп, помогая своевременно проводить их замену и поддерживать стабильную эффективность фототерапии

ЛАМПЫ ФОТОТЕРАПИИ НА СТОЙКЕ



DIXION XHZ-90L

- ❖ Источник света — синие светодиоды
- ❖ Регулируемый угол наклона и высота
- ❖ Мобильный стенд с блокировкой колес



DIXION XHZ-90P

- ❖ Источник излучения — синие и дополнительные желтые светодиоды для смягчения светового излучения
- ❖ 2 уровня регулировки интенсивности излучения
- ❖ Регулируемый угол наклона и расположения облучателя относительно стойки
- ❖ Таймер на панели управления



DIXION XHZ-90S

- ❖ Контроллер с сенсорным ЖК-дисплеем 4,3"
- ❖ Регулировка интенсивности света от 0 до 100%
- ❖ Прямой и обратный отсчет времени лечения
- ❖ Регулировка угла наклона лампового модуля и высоты стойки
- ❖ Современный дизайн и облегченная конструкция — масса 15,5 кг


ЛАМПЫ ФОТОТЕРАПИИ DIXION

АППАРАТ КРУГОВОЙ ФОТОТЕРАПИИ DIXION XHZ-200



- ❖ Возможность независимого включения верхних и нижних источников света
- ❖ Автоматическая регулировка температуры воздуха
- ❖ 2 вида матрасиков: сетчатый светопропускающий матрас с хорошей воздухопроницаемостью и противопролежневый гелевый матрасик
- ❖ Комфортная дезинфекция благодаря продуманной конструкции поворотного механизма

ЛАМПА НА ГИБКОЙ НОЖКЕ DIXION XHZ-900





DIXION

Телефоны: +7 (495) 780-07-93, 8 (800) 100-44-95 (звонок бесплатный)
E-mail: info@dixon.ru, www.dixon.ru