АНАЛИЗАТОР СОЭ

Анализатор Westerlite 1230 выполняет один из наиболее востребованных лабораторных тестов для скрининга наличия и интенсивности воспалительного процесса – определение СОЭ (скорость оседания эритроцитов).

Может использоваться в дополнение к гематологическим анализаторам из линейки Hemalite.

- Использование венозной крови для определения СОЭ по методу Вестергрена
- Удобство в работе гарантирует высокое качество анализа
- и большую производительность.



ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



	Westerlite 1230
Одновременная загрузка до 30 проб	•
Производительность, тестов в час	30/60
Дисплей (в дюймах)	5,5
Инфракрасный подвижный датчик	•
Встроенный термопринтер	•
Встроенный микрокомпьютер	•
Хранение до 200 образцов в памяти устройства	•

