



YZ Series

Кислородные палатки

Узкоспециализированное устройство для проведения кислородной терапии младенцев до 3 лет широко применяется в современной неонатологии в отделениях послеродовой реабилитации.

Основная задача оборудования – обеспечение полноценного дыхания ребенка при поражении головного мозга, выраженном изменении метаболизма, нарушении легочного кровотока, дыхательной недостаточности и прочих заболеваниях.

Искусственное дыхание для новорожденных позволяет поддерживать жизнеспособность младенцев на необходимом уровне в период реабилитации и до момента полного выздоровления.

YZ Series

Кислородные палатки

БЕЗОПАСНАЯ И СТАБИЛЬНАЯ ПОДАЧА КИСЛОРОДА

- Равномерное распределение кислорода по палатке и возможность регулировки его концентрации.
- Снижение шума воздушного потока для создания наиболее комфортной для пациента среды (YZ-260/300).
- Варьируемое количество открываемых окошек, равномерная плавная работа и настраиваемое соотношение воздуха и кислорода (YZ 130/160/200).
- Высокая скорость потока газа ускоряет вывод выдыхаемого новорожденным углекислого газа из-под колпака, что позволяет проводить сеанс кислородной терапии более эффективно.
- Снижение степени раздражения слизистой оболочки носа.



КЛИНИЧЕСКИЙ УХОД – ПРОЩЕ И ЭФФЕКТИВНЕЕ

- Силиконовая манжета в разъеме, где расположена шея пациента, обеспечивает сохранение дыхательной смеси в колпаке и предотвращает повреждение кожи новорожденного во время терапии.
- Открывающиеся боковые дверцы облегчают лечение и уход за новорожденным и обеспечивают постоянное поддержание богатой кислородом среды.
- Предусмотрены 2 внешних порта для подключения кислородных трубок разных размеров.



Открывающиеся боковые дверцы

ОПТИМИЗАЦИЯ ДИЗАЙНА – МЕНЬШИЙ РАЗМЕР И БОЛЬШАЯ

- Прозрачность материала палаток обеспечивает постоянно наблюдение за малышом.
- Палатки изготовлены из экологически чистого и прочного материала, компактные, портативные, легко разбираются и очищаются (YZ-260/300).
- 5 различных конфигураций, включая YZ-200 (большой размер), YZ-160 (средний размер), YZ-130 (маленький размер), YZ-260 и YZ-300, которые подбираются в соответствии с размером головы и шеи младенца.



YZ – 130/160/200



YZ – 260



YZ – 300